



Strips 8 tappi ottici a semi-cupola


Cf 120 strips da 8 tappi - Strips di 8 tappi ottici a semi-cupola



Product codes:

Reference: 12 864 8831

Product gallery:



Product description:

Strips di 8 tappi ottici a semi-cupola

Pareti sottili ed uniformi, ottimi per chiudere le piastre e le strips per le quali sono indicate come accessorio.

Cf. 120 strips da 8 tappi

Product features:

- FLM - TYP: strip-korken
- FLM - KOMPATIBILITÄT: strip PCR
- FLM - KOMPATIBILITÄT: PCR-platten
- FLM - KOMPATIBILITÄT: platten PCR Real-Time
- FLM - KOMPATIBILITÄT: strip PCR Real-Time
- FLM - MATERIAL: PP
- FLM - WELL: 8
- FLM - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / Rnase / Pyrogen FREE
- FLM - UNFRUCHTBARKEIT': nein
- FLM - FORM: semi-kuppel
- FLM - FORM: striscia flessibile di tappi
- FLM - TEMPERATUR MAX: 100°C



FLM - MINIMALE TEMPERATUR: -30°C
FLM - BEREICH OPTIK: 7.1mm
FLM - BEREICH BESCHREIBBAR: sie
FLM - AUTOKLAVIERBAR: sie
FLM - FARBCODIERUNG: nein
FLM - LABEL: nein
FLM - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG
FLM - BESONDERHEIT: strip da 8 tappi a semi-cupola
FLM - GEEIGNET FÜR: molekularbiologie
FLM - GEEIGNET FÜR: PCR
FLM - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time
FLM - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time FAST
FLM - GEEIGNET FÜR: lagerung
FLM - GEEIGNET FÜR: lagerung bei -20°C
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2720-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-Dual 96-Well 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Aluminum-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Gold-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-32 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-SimpliAmp™-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iCycler-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyCycler-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler gradient-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler gradient-96-77 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus eco-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient eco-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1e-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1e-96 x 0.2ml



FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Robocycler Gradient 96-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TOptical-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-Dual 48/48 Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-Dual 48/48 Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-GeneCycler-24 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iCycler-48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MJ Mini-48-12 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-Dual 48/48 Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler Personal-25-16 25 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Roche-COBAS Taqman 48 Analyzer-24 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler Combi-48-18 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler-48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler Combi-48-18 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal-48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal Combi-48-18 48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO-48 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-30 48 x 0.2ml