



Microtubi qPCR da 0,2ml


Cf. 1000 pezzi - Microtubi da 0,2ml per qPCR, profilo regolare



Product codes:

Reference: 12 879 7601

Product gallery:



Product description:

Microtubi da 0,2ml, profilo regolare, eccellenti per PCR Real-Time

Compatibili con molti apparecchi per PCR Real-Time che accettano provettine da 0,2ml a profilo regolare.

Non compatibile con apparecchi FAST.

Cf. 1000pz.

Visiti la scheda tecnica per consultare le caratteristiche eccellenti di questo prodotto!

Leggenda:

Grado qPCR 1: sviluppato per segnale ottimo in PCR Real-Time

Grado qPCR 2: sviluppato per avere il segnale al top, esente da interferenze, in PCR Real-Time



Product features:

MTB - KAPPE: tv
MTB - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG
MTB - TYP: PCR
MTB - VOLUMEN: 0.2ml
MTB - KAPAZITÄT: 0.2ml
MTB - KAPPE FORABILE: nein
MTB - KAPPE EINGEFÜGT: nein
MTB - BEREICH OPTIK: 12.6mm
MTB - FORM: einstellen
MTB - FONDS: konisch
MTB - SELF-STANDING: nein
MTB - MATERIAL: PP
MTB - GROß: nein
MTB - OPACITA': leicht opak
MTB - BEREICH BESCHREIBBAR: nein
MTB - RANGE-TEMPERATUR: -30°C a +100°C
MTB - TEMPERATUR MAX: 100°C
MTB - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
MTB - AUTOKLAVIERBAR: sie
MTB - UNFRUCHTBARKEIT': nein
MTB - GRÖßE: h 20.9/21.8mm
MTB - BESONDERHEIT: microtubi von 0,2 ml mit deckel flach PCR-und PCR Real-Time
MTB - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben
MTB - GEEIGNET FÜR: lagerung
MTB - GEEIGNET FÜR: PCR
MTB - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time
MTB - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C
MTB - VERPACKUNG: umschlag bulk
MTB - WÄNDE: dünne 0.3 mm
MTB - VERDAMPFUNG DER PROBE: weniger als 3%
MTB - BINDUNGEN: DNA-moll 0.3%
MTB - BINDUNGEN: proteine, die kleiner als 0.8%
MTB - KRAFT-SIGNAL: 125
MTB - STÖRUNGEN SIGNAL: 70
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2400-24 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-Dual 48/48 Fast
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-Dual 48/48 Fast
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml



MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-GeneCycler-24 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iCycler-48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iCycler-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MJ Mini-48-12 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyCycler-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-Dual 48/48 Fast
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler gradient-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler gradient-96-77 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus eco-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient eco-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1e-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1e-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler Personal-25-16 25 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-150 MiniCycler-25 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml



MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler-48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler Combi-48-18 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler-48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler Combi-48-18 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal-48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal Combi-48-18 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO-48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-30 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-30 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-310-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3100-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3130-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3700-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3730-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7300 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7500 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Standard
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Standard
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ABI PRISM 7000 SDS-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ABI PRISM 7700 SDS-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2700-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2720-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 5700-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-Dual 96-Well 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Aluminum-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Gold-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-32 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 12k Flex-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 6 Flex-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 7 Flex-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-SimpliAmp™-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ViiA™ 7 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iQ Real-Time PCR-96 x 0.2ml



MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iQ5 Real-Time PCR-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MiniOpticon-48-12 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyiQ Real-Time PCR-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyiQ2 Real-Time PCR-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex Silver-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-Chromo4 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Roche-COBAS Taqman 48 Analyzer-24 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx3000P™-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx3005P™-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx4000™-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Robocycler Gradient 96-96 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TOptical-96 x 0.2ml