



Strips 12 pozzetti qPCR da 0,2ml

Cf. 800 pezzi - Strips 12pozzetti da 0,2ml per qPCR, profilo regolare

Product codes:

Reference: 12 954 7841

Product gallery:



Product description:

Strips da 0,2ml, profilo regolare, eccellenti per PCR Real-Time

La scelta migliore per gli apparecchi ABI e BioRad (non FAST) per PCR Real-Time che accettano provettine da 0,2ml a profilo regolare.

Non compatibile con apparecchi FAST.

Cf. 800pz.

Visiti la scheda tecnica per consultare le caratteristiche eccellenti di questo prodotto!

Leggenda:

Grado qPCR 1: sviluppato per segnale ottimo in PCR Real-Time

Grado qPCR 2: sviluppato per avere il segnale al top, esente da interferenze, in PCR Real-Time



Product features:

SP - TYP: strip 12 microtubi
SP - KAPPE: senza
SP - VOLUME: 0.2ml
SP - KAPAZITÄT: 0.2ml
SP - WELL: 12
SP - PROFIL: einstellen
SP - HÖHE: 20.9 / 21.8mm ca
SP - FORM: streifen-robust
SP - FONDS: konisch
SP - MATERIAL: PP
SP - ANWENDUNGEN: PCR
SP - ANWENDUNGEN: PCR Real Time
SP - AUTOKLAVIERBAR: sie
SP - FARBE: neutral
SP - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
SP - UNFRUCHTBARKEIT': nein
SP - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG
SP - TEMPERATUR MAX: 100°
SP - MINIMALE TEMPERATUR: -30°C
SP - PACKAGE: umschlag
SP - BESONDERHEIT: strip von 12x0.2 für die PCR Real Time-PCR-extra robust
SP - OPTIONALES ZUBEHÖR: strip-korken
SP - OPTIONALES ZUBEHÖR: raster montage-blau
SP - GEEIGNET FÜR: PCR
SP - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time
SP - GEEIGNET FÜR: lagerung
SP - WÄNDE: dünne 0.30 mm
SP - BEHANDLUNG-SIGNAL: wände frosted
SP - STÄRKE SIGNAL: 125
SP - STÖRUNGEN SIGNAL: 70
SP - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C
SP - VERDAMPFUNG DER PROBE: weniger als 3%
SP - BINDUNG: DNA-moll 0.3%
SP - BINDUNG: proteine, die kleiner als 0.8%
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well



SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex Silver-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-310-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3130-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3500 Genetic Analyzer-8-capillary
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3700-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3730-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7300 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7500 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Standard
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Standard
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ABI PRISM 7000 SDS-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ABI PRISM 7700 SDS-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2700-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2720-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 5700-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-96 x 0.2ml



SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-Dual 96-Well 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Aluminum-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Gold-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-32 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 12k Flex-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 6 Flex-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 7 Flex-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-SimpliAmp™-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Solid3-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iCycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iQ Real-Time PCR-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iQ5 Real-Time PCR-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyCycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyiQ Real-Time PCR-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyiQ2 Real-Time PCR-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler gradient-96-77 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus eco-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient eco-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1e-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1e-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx3000P™-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx3005P™-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Robocycler Gradient 96-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TOptical-96 x 0.2ml