



Strips 12 tappi ottici piani anti-impronta per Real Time PCR

Strips di 12 tappi ottici piani anti-impronta specifici per PCR Real-Time

Product codes:

Reference: 12 864 1951



Product gallery:



Indented qPCR Cap
the "optical area" is
indented to the cap
surface which
prevents "touching"
the optical area



Product description:

Strips di 12 tappi ottici piani anti-impronta specifici per applicazioni in PCR Real-Time

La superficie rientrante evita che l'area ottica venga "contaminata" da impronte accidentali

Utilizzabili in tutte le procedure in PCR Real Time

Pareti sottili ed uniformi, ottimi per chiudere le piastre e le strips per le quali sono indicate come accessorio.

Ottimizzate per qPCR



Cf. 80 strips da 12 tappi

Product features:

FLM - TYP: strip-korken
FLM - KOMPATIBILITÄT: strip PCR
FLM - KOMPATIBILITÄT: PCR-platten
FLM - KOMPATIBILITÄT: platten PCR Real-Time
FLM - KOMPATIBILITÄT: strip PCR Real-Time
FLM - MATERIAL: PP
FLM - WELL: 12
FLM - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / Rnase / Pyrogen FREE
FLM - UNFRUCHTBARKEIT': nein
FLM - FORM: fällt
FLM - FORM: streifen robuste verschlüsse
FLM - TEMPERATUR MAX: 100°C
FLM - MINIMALE TEMPERATUR: -30°C
FLM - BEREICH OPTIK: 12.6mm
FLM - BEREICH BESCHREIBBAR: sie
FLM - AUTOKLAVIERBAR: sie
FLM - FARBCODIERUNG: nein
FLM - LABEL: nein
FLM - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG
FLM - BESONDERHEIT: strip mit 12 verschlüsse profil eingelassenen anti-interferenz-große fläche-optik-robuste art
FLM - GEEIGNET FÜR: molekularbiologie
FLM - GEEIGNET FÜR: PCR
FLM - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time
FLM - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time FAST
FLM - GEEIGNET FÜR: lagerung
FLM - GEEIGNET FÜR: lagerung bei -20°C
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-310-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3100-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3130-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3700-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3730-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7300 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7500 Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7500 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Standard
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Standard
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-9800 Fast Thermal Cyclers-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ABI PRISM 7000 SDS-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ABI PRISM 7700 SDS-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2700-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2720-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 5700-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-Dual 96-Well 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Aluminum-96 x 0.2ml



FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Gold-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-32 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 12k Flex-96 x 0.1ml Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 12k Flex-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 6 Flex-96 x 0.1ml Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 6 Flex-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 7 Flex-96 x 0.1ml Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 7 Flex-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-SimpliAmp™-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Solid3-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-StepOnePlus™ Real-Time PCR System-96 x 0.1ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler-96 x 0.1ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cycler-96 x 0.1ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ViiA™ 7 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ViiA™ 7 Real-Time PCR System Fast-96 x 0.1ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iCycler-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iQ Real-Time PCR-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iQ5 Real-Time PCR-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyCycler-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyiQ Real-Time PCR-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyiQ2 Real-Time PCR-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-Opticon 2-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast
FLM - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml



FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex Silver-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler gradient-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler gradient-96-77 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus eco-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient eco-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1e-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1e-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-Opticon 2 System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-Opticon System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-Chromo4 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Roche-cobas z 480-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Roche-LightCycler ® 480 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Roche-LightCycler ® 96 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx3000P™-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx3005P™-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx4000™-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Robocycler Gradient 96-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TOptical-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
FLM - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml