



Strips 8 pozzetti qPCR da 0,1ml

Cf. 120 pezzi - Microtubi da 0,1ml per qPCR, profilo basso

Product codes:

Reference: 12 954 7911

Product gallery:



Product description:

Strips da 0,1ml, profilo basso, eccellenti per PCR Real-Time

La scelta migliore per gli apparecchi ABI e BioRad che utilizzano consumabile per PCR Real-Time a basso profilo.

Cf. 120pz.

Visiti la scheda tecnica per consultare le caratteristiche eccellenti di questo prodotto!

Leggenda:

Grado qPCR 1: sviluppato per segnale ottimo in PCR Real-Time

Grado qPCR 2: sviluppato per avere il segnale al top, esente da interferenze, in PCR Real-Time



Product features:

SP - TYP: strip da 8 microtubi
SP - KAPPE: senza
SP - VOLUME: 0.1ml
SP - KAPAZITÄT: 0.2ml
SP - WELL: 8
SP - PROFIL: unten typ FAST/0.1
SP - HÖHE: 15.6 / 16.6mm ca
SP - FORM: streifen-robust
SP - FONDS: konisch
SP - MATERIAL: PP
SP - ANWENDUNGEN: PCR
SP - ANWENDUNGEN: PCR Real Time
SP - ANWENDUNGEN: PCR Real Time FAST
SP - AUTOKLAVIERBAR: sie
SP - FARBE: neutral
SP - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
SP - UNFRUCHTBARKEIT': nein
SP - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG
SP - TEMPERATUR MAX: 100°
SP - MINIMALE TEMPERATUR: -30°C
SP - PACKAGE: umschlag
SP - BESONDERHEIT: strip da 8x0.1 per PCR Real Time FAST e PCR a striscia sottile
SP - OPTIONALES ZUBEHÖR: strip-korken
SP - OPTIONALES ZUBEHÖR: griglia assemblaggio bianca
SP - OPTIONALES ZUBEHÖR: griglia assemblaggio gialla
SP - GEEIGNET FÜR: PCR
SP - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time
SP - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time FAST
SP - GEEIGNET FÜR: lagerung
SP - WÄNDE: dünne 0.30 mm
SP - BEHANDLUNG-SIGNAL: wände frosted
SP - STÄRKE SIGNAL: 125
SP - STÖRUNGEN SIGNAL: 70
SP - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C
SP - VERDAMPFUNG DER PROBE: weniger als 3%
SP - BINDUNG: DNA-moll 0.3%
SP - BINDUNG: proteine, die kleiner als 0.8%
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7500 Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-9800 Fast Thermal Cycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 12k Flex-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 6 Flex-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 7 Flex-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-StepOnePlus™ Real-Time PCR System-96 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler-96 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cycler-96 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ViiA™ 7 Real-Time PCR System Fast-96 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast



SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-Opticon 2-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex Silver-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-Opticon 2 System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-Opticon System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Roche-LightCycler® 96 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml



SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-StepOne™ Real-Time PCR System-48 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-Dual 48/48 Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-Dual 48/48 Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MiniOpticon-48-12 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MJ Mini-48-12 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-Dual 48/48 Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Roche-LightCycler® 480 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler-48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler Combi-48-18 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler-48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler Combi-48-18 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal-48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal Combi-48-18 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO-48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-30 48 x 0.2ml