





Piastra no-skirted, basso profilo, tagliabili

Cf. 25 pezzi - Piastre no-skirted, tagliabili, basso profilo, colore neutro

Product codes:

Reference: 12 893 9771

Product gallery:



Product description:

Piastre da 0,1ml, basso profilo, eccellenti per PCR Real-Time. Colore neutro

Compatibilità limitata e specifica. Facilmente tagliabili.

Cf. 25pz.

Visiti la scheda tecnica per consultare le caratteristiche eccellenti di questo prodotto!

Leggenda:

Grado qPCR 1: sviluppato per segnale ottimo in PCR Real-Time

Grado qPCR 2: sviluppato per avere il segnale al top, esente da interferenze, in PCR Real-Time



Product features:

PSC - TYP: PCR-platten
PSC - VOLUMEN: 0.1ml
PSC - FORM: no-skirted
PSC - ÖFFNUNG: normal
PSC - WELL: 96
PSC - FONDS: a V
PSC - VERSCHLUSS: über den film
PSC - VERSCHLUSS: über kappen
PSC - VERSCHLUSS: matte
PSC - RASTER: alphanumerische
PSC - ANWENDUNGEN: PCR
PSC - ANWENDUNGEN: PCR Real-Time
PSC - ANWENDUNGEN: PCR Real-Time FAST
PSC - ANWENDUNGEN: molekularbiologie
PSC - AUTOKLAVIERBAR: sie
PSC - FARBE: neutral
PSC - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
PSC - UNFRUCHTBARKEIT': nein
PSC - MATERIAL: PP
PSC - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG
PSC - STAPELBAR: sie
PSC - TEMPERATUR MAX: 100°C
PSC - MINIMALE TEMPERATUR: 30°C
PSC - BESONDERHEIT: platte PCR-96-well 0,1-PCR und PCR die Real-Time-und FAST-no skirted kürzbar
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: strip-korken
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: film dichtstoffe
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: fußmatten dichtstoffe
PSC - GEEIGNET FÜR: PCR
PSC - GEEIGNET FÜR: PCR Real-Time
PSC - GEEIGNET FÜR: PCR Real-Time FAST
PSC - GEEIGNET FÜR: lagerung
PSC - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben
PSC - PROFIL: unten typ FAST/0.1
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-Opticon 2-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast



PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex Silver-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-Opticon 2 System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-Opticon System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Roche-LightCycler ® 480 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Roche-LightCycler ® 96 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7500 Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-9800 Fast Thermal Cyclers-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 12k Flex-96 x 0.1ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 6 Flex-96 x 0.1ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 7 Flex-96 x 0.1ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 77 x 0.5ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml
PSC - KAPAZITÄT: 0.2ml
PSC - PACKAGE: bulk



PSC - WÄNDE: dünne 0.35 mm

PSC - BEHANDLUNG-SIGNAL: niemand

PSC - SIGNAL STÄRKE: 100

PSC - STÖRUNGEN SIGNAL: 100

PSC - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C

PSC - VERDAMPFUNG DER PROBE: weniger als 3%

PSC - BINDUNG: DNA-moll 0.3%

PSC - BINDUNG: proteine, die kleiner als 0.8%