




Microtubi PCR da 0,5ml tappo piatto, graduati

Cf. 1000 pezzi - Microtubi da 0,5ml per PCR, tappo piatto, graduati



Product codes:

Reference: 12 879 3051

Product gallery:



Product description:

Microtubi da 0,5ml, tappo piatto, graduati.

Compatibili con molti apparecchi per PCR che accettano provettine da 0,5ml con tappo piatto.

Profilo regolare.

Cf. 1000pz.

Visiti la scheda tecnica per consultare le caratteristiche eccellenti di questo prodotto!

Product features:

MTB - KAPPE: tv



MTB - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG

MTB - TYP: PCR

MTB - TYP: Eppendorf

MTB - VOLUMEN: 0.5ml

MTB - KAPAZITÄT: 0.5ml

MTB - KAPPE FORABILE: nein

MTB - KAPPE EINGEFÜGT: nein

MTB - BEREICH OPTIK: 5mm

MTB - FORM: einstellen

MTB - FONDS: konisch

MTB - SELF-STANDING: nein

MTB - MATERIAL: PP

MTB - GROß: sie

MTB - OPACITA': ultra-transparent

MTB - BEREICH BESCHREIBBAR: nein

MTB - RANGE-TEMPERATUR: -30°C a +100°C

MTB - TEMPERATUR MAX: 100°C

MTB - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE

MTB - AUTOKLAVIERBAR: sie

MTB - UNFRUCHTBARKEIT': nein

MTB - GRÖßE: h 30mm ca

MTB - BESONDERHEIT: microtubi da 0.5ml con tappo piatto graduati per PCR e PCR Real-Time

MTB - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben

MTB - GEEIGNET FÜR: lagerung

MTB - GEEIGNET FÜR: PCR

MTB - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time

MTB - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C

MTB - VERPACKUNG: umschlag bulk

MTB - WÄNDE: dünne 0.3 mm

MTB - BINDUNGEN: proteine, die kleiner als 0.8%

MTB - BINDUNGEN: DNA-moll 0.3%

MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-60 Alpha unit 60 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-60 Alpha unit 60 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-60 Alpha unit 60 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-60 Alpha unit 60 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-48 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 77 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler-20 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler Combi-48-18 18 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler-20 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler Combi-48-18 18 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TGradient-48 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal-20 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal Combi-48-18 18 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional-60 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Standard-60 x 0.5ml

MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO-30 x 0.5ml



MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-18 18 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TRIO Thermoblock-20 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO II-48 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-40 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-GeneCycler-12 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-30 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-30 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 480-48 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ 60-Well Thermal Cycler-60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-60 Alpha unit 60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-60 Alpha unit 60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-60 Alpha unit 60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-60 Alpha unit 60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iCycler-60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MJ Mini-48-12 12 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 77 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler gradient-96-77 77 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler Personal-25-16 16 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer C-24 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-150 MiniCycler-16 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-60 Alpha unit 60 x 0.5ml