



Microtubi PCR da 0,5ml tappo piatto, graduati


Cf. 1000 pezzi - Microtubi da 0,5ml per PCR, tappo piatto, graduati

Product codes:

Reference: 12 879 3051



Product gallery:



Product description:

Microtubi da 0,5ml, tappo piatto, graduati.

Compatibili con molti apparecchi per PCR che accettano provettine da 0,5ml con tappo piatto.

Profilo regolare.

Cf. 1000pz.

Visiti la scheda tecnica per consultare le caratteristiche eccellenti di questo prodotto!

Product features:

MTB - KAPPE: tv

MTB - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG

MTB - TYP: PCR



MTB - TYP: Eppendorf
MTB - VOLUMEN: 0.5ml
MTB - KAPAZITÄT: 0.5ml
MTB - KAPPE FORABILE: nein
MTB - KAPPE EINGEFÜGT: nein
MTB - BEREICH OPTIK: 5mm
MTB - FORM: einstellen
MTB - FONDS: konisch
MTB - SELF-STANDING: nein
MTB - MATERIAL: PP
MTB - GROß: sie
MTB - OPACITA': ultra-transparent
MTB - BEREICH BESCHREIBBAR: nein
MTB - RANGE-TEMPERATUR: -30°C a +100°C
MTB - TEMPERATUR MAX: 100°C
MTB - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
MTB - AUTOKLAVIERBAR: sie
MTB - UNFRUCHTBARKEIT': nein
MTB - GRÖßE: h 30mm ca
MTB - BESONDERHEIT: microtubi da 0.5ml con tappo piatto graduati per PCR e PCR Real-Time
MTB - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben
MTB - GEEIGNET FÜR: lagerung
MTB - GEEIGNET FÜR: PCR
MTB - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time
MTB - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C
MTB - VERPACKUNG: umschlag bulk
MTB - WÄNDE: dünne 0.3 mm
MTB - BINDUNGEN: proteine, die kleiner als 0.8%
MTB - BINDUNGEN: DNA-moll 0.3%
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-60 Alpha unit 60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-60 Alpha unit 60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-60 Alpha unit 60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-60 Alpha unit 60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-48 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 77 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler-20 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler Combi-48-18 18 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler-20 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler Combi-48-18 18 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TGradient-48 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal-20 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal Combi-48-18 18 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional-60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Standard-60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO-30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-18 18 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TRIO Thermoblock-20 x 0.5ml



MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO II-48 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-40 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-GeneCycler-12 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-30 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-30 48 x 0.2ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 480-48 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ 60-Well Thermal Cycler-60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-60 Alpha unit 60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-60 Alpha unit 60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-60 Alpha unit 60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-60 Alpha unit 60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iCycler-60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MJ Mini-48-12 12 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 77 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler gradient-96-77 77 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler Personal-25-16 16 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer C-24 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-60 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-150 MiniCycler-16 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-30-30 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml
MTB - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-60 Alpha unit 60 x 0.5ml