



copy of Piastra sub-skirted 96x0.2ml (RP) Spec. ABI/Life T. - frosted

Cf 25pz - Piastra sub-skirted 96x0.2ml (RP) Spec. ABI/Life T. - frosted. Cf 25pz



Product codes:

Reference: 12 893 0701

Product gallery:



Product description:

Piastra da 0.2ml semi skirted. Utilizzabile su sistemi PCR e PCR Real Time a profilo regolare. Questa piastra è inoltre perfettamente compatibile con sistemi ABI e Life Technologies

- Colore bianco
 - Regular Profile
 - Sub skirted
 - Miscela in PP specifico per applicazioni in PCR
 - DNA, RNA, DNase, RNase e Pyrogen FREE
- Extra Low Binding
- Autoclavabili

Product features:

PSC - TYP: PCR-platten
PSC - VOLUMEN: 0.1ml
PSC - FORM: skirted
PSC - ÖFFNUNG: normal
PSC - WELL: 96



PSC - FONDS: a V
PSC - VERSCHLUSS: über den film
PSC - VERSCHLUSS: über kappen
PSC - VERSCHLUSS: matte
PSC - ANWENDUNGEN: PCR
PSC - ANWENDUNGEN: PCR Real-Time
PSC - ANWENDUNGEN: molekularbiologie
PSC - AUTOKLAVIERBAR: sie
PSC - FARBE: transparent
PSC - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
PSC - UNFRUCHTBARKEIT': nein
PSC - MATERIAL: PP
PSC - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG
PSC - TEMPERATUR MAX: 100°C
PSC - MINIMALE TEMPERATUR: 30°C
PSC - PACKAGE: bulk
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: strip-korken
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: film dichtstoffe
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: fußmatten dichtstoffe
PSC - GEEIGNET FÜR: PCR
PSC - GEEIGNET FÜR: PCR Real-Time
PSC - GEEIGNET FÜR: lagerung
PSC - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben
PSC - PROFIL: einstellen
PSC - KOMPATIBEL MIT: Agilent Technologies AriaDx Realtime PCR System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Agilent Technologies AriaMx Realtime PCR System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Analytik-Jena Alpha SC 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Analytik-Jena FlexCycler Monoblock 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Analytik-Jena - Biometra TOne 96 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Analytik-Jena - Biometra TOne 96G 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Axygen® MaxyGene™ II 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bioer GenePro B-96G 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bioer LifePro TC-96/G/H(b)A 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bioer Line-Gene 9600 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories C1000 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories C1000 96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories C1000 Touch 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories C1000 Touch 96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Opus 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Opus Deepwell 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Real-Time PCR Detection System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Real-Time PCR Detection System 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Dyad 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Dyad Disciple 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Tetrad 2 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories PTC-100 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories S1000 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories S1000 96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Blue-Ray Biotech TurboCycler TCST-9610 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Blue-Ray Biotech TurboCycler TCST-9620 96 x 0.2ml



PSC - KOMPATIBEL MIT: Bulldog Bio GenePro™ Thermal Cyclers 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bulldog Bio GeneTouch™ Thermal Cyclers 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bulldog Bio LifePro™ Thermal Cyclers 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bulldog Bio LifeTouch™ Thermal Cyclers 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Corbett Research Palm-Cyclers 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: eENZYME GenePro Thermal Cyclers 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: eENZYME LifeExpress B-96D 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: eENZYME LifeExpress TC-96 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler 96-77 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler ep gradient 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler ep gradient Silver 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler ep realplex 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler ep realplex Silver 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler pro 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler pro S 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler X50a 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler X50i 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler X50l 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler X50s 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler X50t 384 Microplate
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Thermomixer C 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Esco Swift™ Maxi 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: gradient
PSC - KOMPATIBEL MIT: Esco Swift™ MaxPro 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: GE Healthcare MegaBACE 1000 96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: GE Healthcare MegaBACE 4000 96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: GE Healthcare MegaBACE 500 96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Hain-LIFESCIENCE GTQ-Cyclers 96 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Kyrathec SuperCyclers 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: LongGene Scientific Instruments Co.
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-100 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: AgV
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-200 DNA Engine 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-200 DNA Engine 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-220 DNA Engine Dyad 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-220 DNA Engine Dyad 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-221 DNA Engine Disciple 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-221 DNA Engine Disciple 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-225 DNA Engine Tetrad 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-225 DNA Engine Tetrad 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: PCRMax AlphaCyclers AC-1 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: PCRMax AlphaCyclers AC-2 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: PCRMax AlphaCyclers AC-4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Qiagen QIAamplifier 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Qiagen QIAquant 96 2plex 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Qiagen QIAquant 96 5plex 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Techne TC-4000 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Techne TC-5000 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Techne TC-Plus 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Thermo Hybaid MultiBlock System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: ThermoFisher Scientific Arktik Thermal Cyclers 96 x 0.2ml



PSC - KOMPATIBEL MIT: VWR DuoCycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: VWR DuoCycler fast 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: VWR QuattroCycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: VWR QuattroCycler fast 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: VWR UnoCycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: VWR UnoCycler fast 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra T1 Thermocycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TGradient 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TProfessional 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TProfessional Standard Gradient 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TRobot 96 x 0.2ml
PSC - KAPAZITÄT: 0.2ml
PSC - WÄNDE: dünne 0.35 mm
PSC - BEHANDLUNG-SIGNAL: wände frosted
PSC - SIGNAL STÄRKE: 125
PSC - STÖRUNGEN SIGNAL: 70
PSC - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C
PSC - VERDAMPFUNG DER PROBE: weniger als 3%
PSC - BINDUNG: DNA-moll 0.3%
PSC - BINDUNG: proteine, die kleiner als 0.8%
PSC - GRIGLIA ALFANUMERICA: si