




copy of Piastra sub-skirted 96x0.2ml (RP) Spec. ABI/Life T. - frosted


Cf 25pz - Piastra sub-skirted 96x0.2ml (RP) Spec. ABI/Life T. - frosted. Cf 25pz



Product codes:

Reference: 12 893 0761

Product gallery:



NE, SE

Product description:

Piastra da 0.2ml semi skirted. Utilizzabile su sistemi PCR e PCR Real Time a profilo regolare. Questa piastra è inoltre perfettamente compatibile con sistemi ABI e Life Technologies

- Colore bianco
 - Regular Profile
 - Sub skirted
 - Miscela in PP specifico per applicazioni in PCR
 - DNA, RNA, DNase, RNase e Pyrogen FREE
- Extra Low Binding
- Autoclavabili

Product features:

PSC - TYP: PCR-platten
PSC - VOLUMEN: 0.1ml
PSC - FORM: no-skirted
PSC - ÖFFNUNG: normal
PSC - WELL: 96



PSC - FONDS: a V
PSC - VERSCHLUSS: über den film
PSC - VERSCHLUSS: über kappen
PSC - VERSCHLUSS: matte
PSC - ANWENDUNGEN: PCR
PSC - ANWENDUNGEN: PCR Real-Time
PSC - ANWENDUNGEN: molekularbiologie
PSC - AUTOKLAVIERBAR: sie
PSC - FARBE: transparent
PSC - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
PSC - UNFRUCHTBARKEIT': nein
PSC - MATERIAL: PP
PSC - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG
PSC - TEMPERATUR MAX: 100°C
PSC - MINIMALE TEMPERATUR: 30°C
PSC - PACKAGE: bulk
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: strip-korken
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: film dichtstoffe
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: fußmatten dichtstoffe
PSC - GEEIGNET FÜR: PCR
PSC - GEEIGNET FÜR: PCR Real-Time
PSC - GEEIGNET FÜR: lagerung
PSC - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben
PSC - PROFIL: einstellen
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories C1000 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories C1000 96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories C1000 Touch 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories C1000 Touch 96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Opus 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Real-Time PCR Detection System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Real-Time PCR Detection System 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Dyad 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Dyad Disciple 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Tetrad 2 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories PTC-100 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories S1000 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories S1000 96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler 96-77 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler ep gradient 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler ep gradient Silver 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler ep realplex 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler ep realplex Silver 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler pro 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler pro S 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler X50a 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler X50i 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler X50l 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler X50s 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler X50t 384 Microplate



PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Thermomixer C 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-100 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: AgV
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-200 DNA Engine 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-200 DNA Engine 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-220 DNA Engine Dyad 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-220 DNA Engine Dyad 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-221 DNA Engine Disciple 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-221 DNA Engine Disciple 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-225 DNA Engine Tetrad 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-225 DNA Engine Tetrad 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra T1 Thermocycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TGradient 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TProfessional 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TProfessional Standard Gradient 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TRobot 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems 9800 Fast Thermal Cycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9600 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems QuantStudio™ 12k Flex 96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System 96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System 96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems QuantStudio™ 6 Flex 96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems QuantStudio™ 7 Flex 96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems StepOnePlus™ Real-Time PCR System 96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler 96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cycler 96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX Duet Real-Time PCR System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Dyad Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Dyad Disciple Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Tetrad 2 Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories Opticon 2 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler 96-77 77 x 0.5ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Thermomixer comfort 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. Opticon 2 System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. Opticon System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-200 DNA Engine Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-220 DNA Engine Dyad Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-221 DNA Engine Disciple Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-225 DNA Engine Tetrad Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Roche LightCycler® 480 Real-Time PCR System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Roche LightCycler® 96 Real-Time PCR System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra T1 Thermocycler Combi 96-77 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TProfessional Basic 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TProfessional Basic Gradient 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra UNO II 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra UNO-thermoblock 96 x 0.2ml
PSC - KAPAZITÄT: 0.2ml



PSC - WÄNDE: dünne 0.35 mm

PSC - BEHANDLUNG-SIGNAL: wände frosted

PSC - SIGNAL STÄRKE: 125

PSC - STÖRUNGEN SIGNAL: 70

PSC - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C

PSC - VERDAMPFUNG DER PROBE: weniger als 3%

PSC - BINDUNG: DNA-moll 0.3%

PSC - BINDUNG: proteine, die kleiner als 0.8%

PSC - GRIGLIA ALFANUMERICA: si