



Strip di tubi Low-profile

Q.Tà DISPONIBILE: Ultimi Pezzi - Vedi Descrizione

Product codes:

Reference: 12 954 1191

Product gallery:



Product description:

Strips da 8/12 provette da 0,2ml Low-Profile, certificate per PCR.
Colore Naturale

Disponibilità:

Da 8 provette: 11 Conf. da 120 strips

Da 12 provette: 14 Conf. da 80 strips

Product features:

SP - TYP: strip 12 microtubi

SP - KAPPE: senza

SP - VOLUME: 0.1ml

SP - KAPAZITÄT: 0.2ml

SP - WELL: 12

SP - PROFIL: unten typ FAST/0.1

SP - HÖHE: 15.6 / 16.6mm ca



SP - FORM: streifen-robust
SP - FONDS: konisch
SP - MATERIAL: PP
SP - ANWENDUNGEN: PCR
SP - ANWENDUNGEN: PCR Real Time
SP - ANWENDUNGEN: PCR Real Time FAST
SP - AUTOKLAVIERBAR: sie
SP - FARBE: neutral
SP - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
SP - UNFRUCHTBARKEIT': nein
SP - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG
SP - TEMPERATUR MAX: 100°
SP - MINIMALE TEMPERATUR: -30°C
SP - PACKAGE: umschlag
SP - BESONDERHEIT: strip von 12x0.1-PCR Real-Time-FAST-und PCR-extra robust
SP - OPTIONALES ZUBEHÖR: strip-korken
SP - GEEIGNET FÜR: PCR
SP - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time
SP - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time FAST
SP - GEEIGNET FÜR: lagerung
SP - WÄNDE: dünne 0.30 mm
SP - BEHANDLUNG-SIGNAL: wände frosted
SP - STÄRKE SIGNAL: 125
SP - STÖRUNGEN SIGNAL: 70
SP - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C
SP - VERDAMPFUNG DER PROBE: weniger als 3%
SP - BINDUNG: DNA-moll 0.3%
SP - BINDUNG: proteine, die kleiner als 0.8%
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7500 Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-9800 Fast Thermal Cyclers-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 12k Flex-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 6 Flex-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 7 Flex-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-StepOnePlus™ Real-Time PCR System-96 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cyclers-96 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cyclers-96 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ViiA™ 7 Real-Time PCR System Fast-96 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml



SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-Opticon 2-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex Silver-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-Opticon 2 System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-Opticon System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Roche-LightCycler® 96 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml