






Griglia assemblaggio gialla per apparecchi tipo FAST 0.1



Product codes:

Reference: 12 893 1051

Product gallery:



Product description:

Product features:

- PSC - TYP: raster montage PCR
- PSC - FORM: semi-skirted
- PSC - WELL: 96
- PSC - ABDECKUNG: als zubehör erhältlich
- PSC - VERSCHLUSS: über den film
- PSC - VERSCHLUSS: über kappen
- PSC - VERSCHLUSS: matte
- PSC - RASTER: alphanumerische
- PSC - ANWENDUNGEN: PCR
- PSC - ANWENDUNGEN: PCR Real-Time
- PSC - ANWENDUNGEN: PCR Real-Time FAST
- PSC - FARBE: gelb
- PSC - MATERIAL: PP
- PSC - STAPELBAR: nach montage
- PSC - BESONDERHEIT: raster montage gelbe kann auch auf geräten, die FAST/0.1 typ ABI und Life Technologies PCR-und qPCR
- PSC - GEEIGNET FÜR: PCR
- PSC - GEEIGNET FÜR: PCR Real-Time
- PSC - GEEIGNET FÜR: PCR Real-Time FAST
- PSC - GEEIGNET FÜR: erstellung platte von strip und microtubi
- PSC - GEEIGNET FÜR: ergänzung für kompatibilität



PSC - TRACCIABILITA': ID-laser-markierung
PSC - PROFIL: unten typ FAST/0.1
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iCycler-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iQ Real-Time PCR-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iQ5 Real-Time PCR-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyCycler-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyiQ Real-Time PCR-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-Opticon 2-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex Silver-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-Opticon 2 System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-Opticon System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml



PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Roche-cobas z 480-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TOptical-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7500 Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-9800 Fast Thermal Cycler-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 12k Flex-96 x 0.1ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 6 Flex-96 x 0.1ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 7 Flex-96 x 0.1ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-StepOnePlus™ Real-Time PCR System-96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler-96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cycler-96 x 0.1ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyiQ2 Real-Time PCR-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 77 x 0.5ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler gradient-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler gradient-96-77 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus eco-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient eco-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1e-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1e-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx3000P™-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx3005P™-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx4000™-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Robocycler Gradient 96-96 x 0.2ml