



Strips 8 pozzetti qPCR da 0,1ml

Cf. 120 pezzi - Microtubi da 0,1ml per qPCR, profilo basso

Product codes:

Reference: 12 954 8391



Product gallery:



Product description:

Strips da 0,1ml, profilo basso, eccellenti per PCR Real-Time.

La scelta migliore per gli apparecchi ABI e BioRad per PCR Real-Time a basso profilo.

Tutta la serie di strips possiede una forma asimmetrica come riferimento orientativo, un'area scrivibile e dei fori per fissarli sulla griglia atta ad ospitare le strips per creare la propria piastra.

Cf. 120pz.

Visiti la scheda tecnica per consultare le caratteristiche eccellenti di questo prodotto!

Leggenda:

Grado qPCR 1: sviluppato per segnale ottimo in PCR Real-Time

Grado qPCR 2: sviluppato per avere il segnale al top, esente da interferenze, in PCR Real-Time



Product features:

SP - TYP: strip da 8 microtubi
SP - KAPPE: senza
SP - VOLUME: 0.1ml
SP - KAPAZITÄT: 0.2ml
SP - WELL: 8
SP - PROFIL: unten typ FAST/0.1
SP - HÖHE: 15.6 / 16.6mm ca
SP - FORM: streifen-robust
SP - FONDS: konisch
SP - MATERIAL: PP
SP - ANWENDUNGEN: PCR
SP - ANWENDUNGEN: PCR Real Time
SP - ANWENDUNGEN: PCR Real Time FAST
SP - AUTOKLAVIERBAR: sie
SP - FARBE: bianco
SP - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
SP - UNFRUCHTBARKEIT': nein
SP - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG
SP - TEMPERATUR MAX: 100°
SP - MINIMALE TEMPERATUR: -30°C
SP - PACKAGE: umschlag
SP - BESONDERHEIT: strip da 8x0.1 per PCR Real Time FAST e PCR extra robuste bianco
SP - OPTIONALES ZUBEHÖR: strip-korken
SP - OPTIONALES ZUBEHÖR: griglia assemblaggio bianca
SP - GEEIGNET FÜR: PCR
SP - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time
SP - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time FAST
SP - GEEIGNET FÜR: lagerung
SP - WÄNDE: dünne 0.30 mm
SP - BEHANDLUNG-SIGNAL: pareti bianche
SP - STÄRKE SIGNAL: 180
SP - STÖRUNGEN SIGNAL: inferiore a 2
SP - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C
SP - VERDAMPFUNG DER PROBE: weniger als 3%
SP - BINDUNG: DNA-moll 0.3%
SP - BINDUNG: proteine, die kleiner als 0.8%
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7500 Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-9800 Fast Thermal Cyclers-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 12k Flex-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 6 Flex-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 7 Flex-96 x 0.1ml Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-StepOnePlus™ Real-Time PCR System-96 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cyclers-96 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cyclers-96 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ViiA™ 7 Real-Time PCR System Fast-96 x 0.1ml



SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-Opticon 2-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex Silver-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-Opticon 2 System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-Opticon System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Roche-LightCycler ® 96 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml



SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-StepOne™ Real-Time PCR System-48 x 0.1ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-Dual 48/48 Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-Dual 48/48 Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MiniOpticon-48-12 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MJ Mini-48-12 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-Dual 48/48 Fast
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Roche-LightCycler® 480 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler-48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler Combi-48-18 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler-48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler Combi-48-18 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal-48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal Combi-48-18 48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO-48 x 0.2ml
SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-30 48 x 0.2ml