



Decontaminante micoplasmi in salviette - Mycoplasma Off

120 salviette in dispenser per eliminazione micoplasmi

Product codes:

Reference: SP-1 151001



Product gallery:



Product description:

Le salviette Mycoplasma-Off sono la soluzione semplice per la pulizia e la disinfezione di una varietà di superfici di laboratorio allo stesso tempo. Non c'è bisogno di più prodotti quando si ha la comodità di una salvietta semplice da usare. Quando usi una spugna o un tovagliolo di carta puoi diffondere i batteri da una superficie all'altra. Invece di uccidere i germi- li stai spingendo in giro e potenzialmente aumentando la superficie contaminata. Benefici Ampia applicabilità Le salviette Mycoplasma-Off possono essere utilizzate su superfici dure e non porose in ogni stanza del laboratorio- inclusi armadi di sicurezza- pipette- scatole di stoccaggio delle celle- attrezzature esterne per laboratori (come contenitori di azoto liquido)- interno dell'incubatore e molto altro. Nessuna tossicità Le salviette Mycoplasma-Off sono realizzate con una formula senza candeggina che lascia un profumo leggero e pulito ogni volta che si pulisce una superficie. Le salviette Mycoplasma-Off sono imbevute di una soluzione disinfettante a base alcolica- non corrosiva e non cancerogena. Possono essere utilizzati come un normale programma di controllo della contaminazione o per problemi noti o sospetti di micoplasma. Ampia gamma di inattivazione Le salviette Mycoplasma-Off uccidono il micoplasma in pochi secondi. Le salviette sono anche efficaci contro batteri comuni come Staphylococcus aureus- Enterococcus hirae- Escherichia coli-



Proteus mirabilis- Pseudomonas aeruginosa- Candida albicans- BVD-- Polio- Adeno-- Polyoma SV40- e MNV (Noro) - e vaccinia viridae. Facile da usare È semplice Pulisci la superficie con salviette Mycoplasma-Off . Lascia asciugare all'aria. Uso raccomandato / Campo di applicazione Applicabile solo nella ricerca e nell'industria. Non raccomandato per applicazioni cliniche. Usa come diretto. Testare sempre prima una piccola area per stabilità e colorazione. Le salviette Mycoplasma-Off non devono essere utilizzate su superfici sensibili all'alcol come acrilico e fibra di vetro.

Product features:

DCT - TYP: decontaminante

DCT - FORM: salviette

DCT - BESONDERHEIT: salviette decontaminanti non tossiche per eliminazione virus batteri e micoplasmi da tutte le superfici

DCT - EFFEKT: eliminazione

DCT - VERWENDBAR AUF: tutte le superfici

DCT - AKTIV GEGEN: batteri

DCT - AKTIV GEGEN: micoplasmi

DCT - GEEIGNET IN: colture cellulari

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: solo per uso di ricerca

DCT - VERPACKUNG: box dispenser