




# spitzen zur gel-200ul EG-spitzen, unsteril in beutel

spitzen gel EG-spitzen, nicht steril - beutel zu 1.000 stück-Cf.10000pz

**Product codes:**

Reference: 64 885 0251

**Product gallery:****Product description:**

Spitzen aus polypropylen transparent mit einem abschnitt der kapillare, lang und dünn, um das gel loading ermöglichen extreme sorgfalt beim einlegen der probe in anwendungen wie DNA-sequenzierung und lelettroforesi der proteine. Die kapillare dünn ist besonders geeignet für die handhabung von gel-well-extrem eng. Spitzen gel erhältlich in beuteln zu 1.000 stück, nicht steril im rack mit deckel mit 96 stück steril, frei von DNA, Dnase und Rnase Apirogeni. Kompatibel mit pipetten Gilson Pipetman® P20-P100-P200 Eppendorf® und Biohit® Proline & mLine Socorex® Acura HTL® Discovery Nichiryō® Thermo Scientific Finnpiquette und ähnliches. Auch verfügbar mit filter (barriere aerosol) zur vermeidung einer kontamination der luft und die kontamination der proben. Material: polypropylen. Autoklavierbar.

**Product features:**

ST - ABMESSUNGEN: nd



---

PNT - TYP: gel loading  
PNT - TYP: ohne filter  
PNT - KAPAZITÄT MAX.: 200ul  
PNT - RANGE: 0.1-200ul  
PNT - FILTER: abwesend  
ST - FORM: kapillare  
PNT - SPITZE: kapillar-runde  
PNT - UNFRUCHTBARKEIT': nein  
PNT - REINHEIT: DNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE  
PNT - AUTOKLAVIERBAR: si  
PNT - GROß: nein  
PNT - ÜBEREINSTIMMUNG: CE  
PNT - ANWENDUNGEN: laden gel  
ST - MATERIAL: PP  
ST - FARBE: neutral  
PNT - BESONDERHEIT: spitze für gel-loading von 200ul unsteril in beutel  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit mLine  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit Proline  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Finnpiquette  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Socorex Acura  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Nichiryo  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Gilson Pipetman  
PNT - KOMPATIBEL MIT: HTL Discovery  
PNT - VERPACKUNG: in der tüte