



microtubi von 0.5 ml schraubverschluss mit base verschluss und o-ring, steril

microtubi von 0.5 ml schraubverschluss-DNA-Dnase - & Rnase free pyrogenfrei geliefert EG mit PP schraubverschluss mit silikondichtung steril cf. 1.000 stk.

**Product codes:**

Reference: 64 879 5581

Product gallery:**Product description:**

Passend Produziert in Polypropylen medizintechnik (PP), beständig gegen temperaturen von -90°C bis $+121^{\circ}\text{C}$ mit einer hohen transparenz. Erfüllen auch die höheren anforderungen in vielen biotechnologischen anwendungen. Die passend sind Dnase - & Rnase free pyrogenfrei geliefert. Verfügbar sowohl mit konischem boden, mit base achen seiten sterile und nicht sterile. Die versionen 1.5 ml und 2.0 ml, graduate und mit band zu schreiben. Leitung ausgestattet, schraubverschluss aus polyethylen medizin-verfügbar auch in der version ohne dichtung mit dichtung aus synthetischem gummi thermoplast (O-ring). Autoklavier-und zentrifugabili eine R. C. F maximal 25.000 x g (16.400 R. P. M.). Gerät Latex-free.

Product features:

MTB - KAPPE: mit o-ring



MTB - ÜBEREINSTIMMUNG: CE-IVD
MTB - TYP: schraubverschluss
MTB - KAPAZITÄT: 0.5ml
MTB - VERSCHLUSS: schraube
MTB - KAPPE FORABILE: -
MTB - KAPPE EINGEFÜGT: sie
MTB - BEREICH OPTIK: -
MTB - FORM: standard
MTB - FONDS: konisch
MTB - SELF-STANDING: sie
MTB - MATERIAL: PP
MTB - GROß: nein
MTB - OPACITA': transparent
MTB - BEREICH BESCHREIBBAR: nein
MTB - LABEL: abwesend
MTB - RCF MAX.: 25.000
MTB - RANGE-TEMPERATUR: -90°C a +121°C
MTB - RPM: 16.400
MTB - TEMPERATUR MAX: +121°C
MTB - MINIMALE TEMPERATUR: -90°C
MTB - CITOTOSSICITA': nd
MTB - REINHEIT: latex free
MTB - REINHEIT: DNase / RNase / pyrogen FREE
MTB - AUTOKLAVIERBAR: sie
MTB - UNFRUCHTBARKEIT': sie
MTB - GRÖßE: Ø10x47mm
MTB - BESONDERHEIT: microtubi self-standing verschraubung von 0.5 ml mit stopfen o-ring eingefügt, steril
MTB - GEEIGNET FÜR: zentrifugieren
MTB - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben
MTB - GEEIGNET FÜR: lagerung
MTB - GEEIGNET FÜR: molekularbiologie
MTB - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C
MTB - BESTÄNDIG: einfrieren bei -80°C