



Piastra fully-skirted 96x0.1ml (LP) - Ultra-trasp

Cf 25pz - Piastra fully-skirted 96x0.1ml (LP) - Ultra-trasp. Cf 25pz



Product codes:

Reference: 12 893 1471

Product gallery:



Product description:

Piastra low profile da 0.1ml fully skirted. Utilizzabile su sistemi per PCR che utilizzano blocchi sia da 0.1ml che da 0.2ml, per PCR e PCR Real Time.

Questa piastra è robusta, impilabile e robotic friendly e non si incastrano quando vengono impilate.

- Colore neutro ultra trasparente
 - Low Profile
 - Fully skirted
 - Miscela in PP specifico per applicazioni in PCR
 - DNA, RNA, DNase, RNase e Pyrogen FREE
- Extra Low Binding
- Autoclavabili

Product features:

PSC - TYP: PCR-platten
PSC - VOLUMEN: 0.1ml
PSC - FORM: skirted
PSC - ÖFFNUNG: normal
PSC - WELL: 96
PSC - FONDS: a V
PSC - VERSCHLUSS: über den film



PSC - VERSCHLUSS: über kappen
PSC - VERSCHLUSS: matte
PSC - ANWENDUNGEN: PCR
PSC - ANWENDUNGEN: molekularbiologie
PSC - ANWENDUNGEN: PCR Real-Time FAST
PSC - ANWENDUNGEN: PCR Real-Time
PSC - AUTOKLAVIERBAR: sie
PSC - FARBE: neutral
PSC - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
PSC - UNFRUCHTBARKEIT': nein
PSC - MATERIAL: PP
PSC - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG
PSC - STAPELBAR: sie
PSC - TEMPERATUR MAX: 100°C
PSC - MINIMALE TEMPERATUR: 30°C
PSC - PACKAGE: bulk
PSC - BESONDERHEIT: piastra PCR 96 pozzetti da 0.1 per PCR e PCR Real Time e FAST skirted idonea per sistemi automatici - colore ULTRA-TRASPARENTE
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: film dichtstoffe
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: fußmatten dichtstoffe
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: strip-korken
PSC - GEEIGNET FÜR: lagerung
PSC - GEEIGNET FÜR: sistemi automatici
PSC - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben
PSC - GEEIGNET FÜR: PCR Real-Time FAST
PSC - GEEIGNET FÜR: PCR
PSC - GEEIGNET FÜR: PCR Real-Time
PSC - PROFIL: unten typ FAST/0.1
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Dyad Disciple Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler pro S 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Thermomixer C 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-100 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-100 96 x 0.2ml AgV
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-200 DNA Engine 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-200 DNA Engine 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-200 DNA Engine Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-220 DNA Engine Dyad 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-220 DNA Engine Dyad 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-220 DNA Engine Dyad Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-221 DNA Engine Disciple 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler pro 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-221 DNA Engine Disciple 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-221 DNA Engine Disciple Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-225 DNA Engine Tetrad 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-225 DNA Engine Tetrad 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-225 DNA Engine Tetrad Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc. PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra T1 Thermocycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TGradient 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TProfessional 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TProfessional Standard Gradient 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra TRobot 96 x 0.2ml



PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler ep realplex 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories C1000 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories C1000 96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories C1000 Touch 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories C1000 Touch 96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Real-Time PCR Detection System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories CFX96 Real-Time PCR Detection System 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Dyad 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Dyad Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Tetrad 2 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler ep realplex Silver 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler ep gradient Silver 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler ep gradient 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler 96-77 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Mastercycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories T100 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories S1000 96-Well Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories S1000 96-Deep Well
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories PTC-100 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Tetrad 2 Chromo4 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories DNA Engine Dyad Disciple 96v Alpha unit 96 x 0.2ml
PSC - KAPAZITÄT: 0.1ml
PSC - WÄNDE: dünne 0.35 mm
PSC - BEHANDLUNG-SIGNAL: niemand
PSC - SIGNAL STÄRKE: 100
PSC - STÖRUNGEN SIGNAL: 100
PSC - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C
PSC - VERDAMPFUNG DER PROBE: weniger als 3%
PSC - BINDUNG: DNA-moll 0.3%
PSC - BINDUNG: proteine, die kleiner als 0.8%
PSC - GRIGLIA ALFANUMERICA: si