




Piastra sub-skirted 96x0.2ml (RP) Spec. ABI/Life T. - frosted

Cf 25pz - Piastra sub-skirted 96x0.2ml (RP) Spec. ABI/Life T. - frosted. Cf 25pz



Product codes:

Reference: 12 893 0681

Product gallery:

Product description:

Piastra da 0.2ml semi skirted. Utilizzabile su sistemi PCR e PCR Real Time a profilo regolare. Questa piastra è inoltre perfettamente compatibile con sistemi ABI e Life Technologies

- Colore bianco
- Regular Profile
- Sub skirted
- Miscela in PP specifico per applicazioni in PCR
- DNA, RNA, DNase, RNase e Pyrogen FREE
- Extra Low Binding
- Autoclavabili

Product features:

PSC - TYP: PCR-platten
PSC - VOLUMEN: 0.2ml
PSC - FORM: sub-skirted
PSC - ÖFFNUNG: normal
PSC - WELL: 96
PSC - FONDS: a V
PSC - VERSCHLUSS: matte



PSC - VERSCHLUSS: über kappen
PSC - VERSCHLUSS: über den film
PSC - ANWENDUNGEN: PCR Real-Time
PSC - ANWENDUNGEN: PCR
PSC - ANWENDUNGEN: molekularbiologie
PSC - AUTOKLAVIERBAR: sie
PSC - FARBE: frosted
PSC - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
PSC - UNFRUCHTBARKEIT': nein
PSC - MATERIAL: PP
PSC - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG
PSC - TEMPERATUR MAX: 100°C
PSC - MINIMALE TEMPERATUR: 30°C
PSC - PACKAGE: bulk
PSC - BESONDERHEIT: piastra PCR 96 pozzetti da 0.2 specifiche ABI e Stratagene per PCR e PCR Real Time semi-skirted - FROSTED
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: fußmatten dichtstoffe
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: film dichtstoffe
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: strip-korken
PSC - GEEIGNET FÜR: PCR
PSC - GEEIGNET FÜR: PCR Real-Time
PSC - GEEIGNET FÜR: lagerung
PSC - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben
PSC - PROFIL: einstellen
PSC - KOMPATIBEL MIT: Stratagene Mx3005P™ 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems QuantStudio™ 6 Flex 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems QuantStudio™ 7 Flex 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems SimpliAmp™ 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems Solid3 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems Veriti™ 96-Well Thermal Cycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems ViiA™ 7 Real-Time PCR System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Stratagene Mx3000P™ 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems 7300 Real-Time PCR System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 2700 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System 96 x 0.2ml Standard
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems ABI PRISM 7000 SDS 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems ABI PRISM 7700 SDS 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 5700 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems 310 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems 3100 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems 3130 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems 3700 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems 3730 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System 96 x 0.2ml Standard
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 2720 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700 Dual 96-Well 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700 Aluminum 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700 Gold 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems ProFlex™ PCR System 96 x 0.2ml



PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems QuantStudio™ 12k Flex 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System 96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9600 96 x 0.2ml
PSC - KAPAZITÄT: 0.2ml
PSC - WÄNDE: dünne 0.35 mm
PSC - BEHANDLUNG-SIGNAL: wände frosted
PSC - SIGNAL STÄRKE: 125
PSC - STÖRUNGEN SIGNAL: 70
PSC - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C
PSC - VERDAMPFUNG DER PROBE: weniger als 3%
PSC - BINDUNG: DNA-moll 0.3%
PSC - BINDUNG: proteine, die kleiner als 0.8%
PSC - GRIGLIA ALFANUMERICA: si