



# Strip 8x0.2ml (RP) extra-rigide - bianche

Cf 120pz - Strip 8x0.2ml (RP) extra-rigide - bianche. Cf 120pz

**Product codes:**

Reference: 12 954 7791

**Product gallery:****Product description:**

Strip da 8 microtubi compatibile con molti strumenti per PCR e PCR Real Time che accettano plastica per biologia molecolare a profilo regolare e alcuni modelli di sequenziatori

- Disegnata per applicazioni in PCR e PCR Real Time , compatibile anche con apparecchi come ABI / Life Technologies, Bio-Rad, Eppendorf e altri
- Striscia robusta non flessibile
- Versione profilo regolare da 0.2ml
- Colore bianco
- Pareti sottili
- Miscela in PP specifico per applicazioni in PCR
- Basso grado di evaporazione
- Bassa adesione di DNA e proteine sulle pareti del tubo
- DNA, RNA, DNase, RNase e Pyrogen FREE
- Autoclavabili

**Product features:**

SP - TYP: strip da 8 microtubi



SP - KAPPE: senza  
SP - VOLUME: 0.2ml  
SP - KAPAZITÄT: 0.2ml  
SP - WELL: 8  
SP - PROFIL: einstellen  
SP - HÖHE: 20.9 / 21.8mm ca  
SP - FORM: streifen-robust  
SP - FONDS: konisch  
SP - MATERIAL: PP  
SP - ANWENDUNGEN: PCR  
SP - ANWENDUNGEN: PCR Real Time  
SP - AUTOKLAVIERBAR: sie  
SP - FARBE: bianco  
SP - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE  
SP - UNFRUCHTBARKEIT': nein  
SP - ÜBEREINSTIMMUNG: unterliegt nicht der EG  
SP - TEMPERATUR MAX: 100°C  
SP - MINIMALE TEMPERATUR: -30°C  
SP - PACKAGE: umschlag  
SP - BESONDERHEIT: strip da 8x0.1 per PCR Real Time e PCR a striscia robusta - bianche  
SP - OPTIONALES ZUBEHÖR: raster montage-blau  
SP - GEEIGNET FÜR: PCR  
SP - GEEIGNET FÜR: PCR Real Time  
SP - WÄNDE: dünne 0.30 mm  
SP - BEHANDLUNG-SIGNAL: pareti bianche  
SP - STÄRKE SIGNAL: 180  
SP - STÖRUNGEN SIGNAL: inferiore a 2  
SP - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C  
SP - VERDAMPFUNG DER PROBE: weniger als 3%  
SP - BINDUNG: DNA-moll 0.3%  
SP - BINDUNG: proteine, die kleiner als 0.8%  
SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast  
SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex-96 x 0.2ml  
SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep realplex Silver-96 x 0.2ml



- 
- SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-Chromo4 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-Chromo4 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-Chromo4 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-Chromo4 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-Chromo4 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-310-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3100-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3130-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3500 Genetic Analyzer-8-capillary
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3700-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3730-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7300 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7500 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Standard
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Standard
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ABI PRISM 7000 SDS-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ABI PRISM 7700 SDS-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2700-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2720-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 5700-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-Dual 96-Well 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Aluminum-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Gold-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-32 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 12k Flex-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml



- 
- SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 6 Flex-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 7 Flex-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-SimpliAmp™-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Solid3-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iCycler-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iQ Real-Time PCR-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iQ5 Real-Time PCR-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyCycler-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyiQ Real-Time PCR-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MyiQ2 Real-Time PCR-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus eco-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient eco-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1e-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1e-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx3000P™-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx3005P™-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Robocycler Gradient 96-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TOptical-96 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000-Dual 48/48 Fast
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-Dual 48/48 Fast
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MiniOpticon-48-12 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-MJ Mini-48-12 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-S1000-Dual 48/48 Fast
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler-48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3 Thermocycler Combi-48-18 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler-48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler Combi-48-18 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal-48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TPersonal Combi-48-18 48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO-48 x 0.2ml
  - SP - KOMPATIBEL MIT: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-30 48 x 0.2ml



- SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2400-24 x 0.2ml
- SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-GeneCycler-24 x 0.2ml
- SP - KOMPATIBEL MIT: Bio-Rad Laboratories-iCycler-48 x 0.2ml
- SP - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler Personal-25-16 25 x 0.2ml
- SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3500xL Genetic Analyzer-24-capillary
- SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ViiA™ 7 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
- SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-MiniAmp Plus Thermal Cycler-96 x 0.2ml
- SP - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-MiniAmp Thermal Cycler-96 x 0.2ml
- SP - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx4000™-96 x 0.2ml