



Agarosio LM Low Melting Point. Da 200bp a 25kb. Cf 100g

Agarosio LM Low Melting Point per app in gel processing. Ideale per frammenti da 200bp a 25kb. Strength 200g/cm (1%) / M.T. 65°C / EEO 0.1. RNase / Dnase e protease FREE. Cf 100g



Product codes:

Reference: 94 896 0213

Product gallery:



Product description:

Agarosio LM -Low Melting point -

Agarosio altamente purificato e scelta perfetta quando si vogliono effettuare manipolazioni di DNA in-gel.

Raffinato utilizzato un processo avanzato che esclude l'utilizzo di solventi organici, rendendo il prodotto finito puro e con impatto ambientale significativamente ridotto.

Questo agarosio è ideale per la separazione di frammenti da 200bp a 25kb.

Perfetto per la preparazione di gel con basso punto di fusione a temperature inferiori ai 65°C. L'agarosio rimane liquido a 37°C permettendo procedure come restrizione e labeling all'interno del gel.

Il prodotto permette la creazione di un gel trasparente, con bassa EEO e basso background. RNase, DNase, Protease and Endonuclease FREE

Product features:

RGT - TYP: agarosio

RGT - ÜBEREINSTIMMUNG: LM



RGT - FORM: staub
RGT - FRAGMENTE: 200 - 25kbp
RGT - PUNKT FUSION: 65°C
RGT - PUNKT GELIERUNG: 26-30°C
RGT - ANWENDUNGEN CLONAGGIO: 200
RGT - ANWENDUNGEN MIT BAKTERIEN / KRANKHEITSERREGER: 25.000
RGT - ANWENDUNGEN MIT DNA: 200g/cm
RGT - ANWENDUNGEN MIT RESTRIKTIONSENZYMEN: 0.1
RGT - ANWENDUNGEN MIT LIPIDEN: 10%
RGT - ANWENDUNGEN MIT RNA: no decteded
RGT - ANWENDUNGEN KENNZEICHNUNG: no decteded
RGT - ANWENDUNGEN IN DER MOLEKULAREN BIOLOGIE: no decteded
RGT - ANWENDUNGEN IN DER CHEMIE: barattolo
RGT - ANWENDUNGEN, PROTEINE / ENZYME: processi in-gel
RGT - ANWENDUNGEN, PROTEINE / ENZYME: recupero frammenti
RGT - ANWENDUNGEN, PROTEINE / ENZYME: separazione frammenti DNA
RGT - ANWENDUNGEN, REVERSE TRANSKRIPTION: for research use only
RGT - BESONDERHEIT: gel di agarosio Low Melting per applicazioni che prevedono il recupero dopo corsa elettroforetica o applicazioni in-gel
RGT - LAGERUNG: umgebung
RGT - TRANSPORT: umgebungstemperatur
RGT- PROTEASE: no decteded