



copy of Termoblocco MyBlock Mini con raffreddamento da -0°C a 100°C a blocchi intercambiabili da 0.2 a 50ml

Termoblocco MyBlock Mini con raffreddamento da -25°C a 100°C a blocchi intercambiabili da 0.2 a 50ml. Con coperchio trasparente. Senza blocchi da acquistare separatamente



Product codes:

Reference: 81 912 0121

Product gallery:



Product description:

Con la sua struttura compatta, l'ampia gamma di temperature e le opzioni di più blocchi intercambiabili, myBlock Mini è lo strumento perfetto per le incubazioni di laboratorio. I semplici controlli tramite touchpad e un display digitale consentono la selezione della temperatura "set and walk away" con un'accuratezza eccellente.

Perfetto per l'uso da banco, l'adattatore opzionale da 12 V espande l'utilità di myBlock Mini all'utilizzo. Con i suoi 11cm di larghezza, myBlock Mini è davvero il primo incubatore a blocchi intercambiabili personale.

Product features:



TBH - TIPO DE: calentador de
TBH - No hay BLOQUES: 1
TBH - CON REFRIGERACIÓN: no
TBH - TEMPERATURA MÁXIMA: +160°C
TBH - LA TEMPERATURA MÍNIMA LLEGÓ A: 30° por debajo de la temperatura ambiente (10°C)
TBH - POTENCIA DE CALEFACCIÓN: 300W
TBH - CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE: 0,1°C
TBH - PRECISIÓN: 0,5°C
TBH - UNIFORMIDAD: 0,5°C
TBH - PANTALLA: LED
TBH - TEMPORIZADOR: da 1m a 99h59m
TBH - PROGRAMAS: no siempre
TBH - AUTONOMÍA: -
TBH - CUMPLIMIENTO: CE
TBH - GRATIS: no
TBH - BLOQUE INDEPENDIENTE: no
TBH - ACCESORIOS OPCIONALES: blocchi varie misure
TBH - ACCESORIOS OPCIONALES: bloques de diferentes tamaños
TBH - PODER: 220 V 50/60 Hz
TBH - GARANTÍA: 12 meses por defectos de fabricación
TBH - CARACTERÍSTICAS: Termoblocco a singolo blocco intercambiabile con temperatura fino a 160°C
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø40mm
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø28mm
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø26mm
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø20mm
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø19mm
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø15mm
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø10mm
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø30mm
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: microtubi 5.0ml
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø13mm
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø12mm
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: tubos de ensayo, Ø16mm
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: microtubos de 2.0 ml
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: microtubos de 1,5 ml
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: microtubos de 0,5 ml
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: microtubos de 0,2 ml