



# Cartuccia RephiSolo U Pack EX

Compatibile con sistemi: Milli-Q Academic, Direct-Q 3 / 5 (versione precedente), Milli-Q Academic, Milli-Q Biocel, Milli-Q Gradient, Milli-Q Synthesis

## Non è un prodotto Millipore

La Bioscientifica è un'azienda autonoma, non ha relazione con Millipore e si avvale di propri tecnici per assistenza e manutenzione su apparecchi di propria distribuzione e di altre marche\*



## Product codes:

Reference: 82 876 242

## Product gallery:

## Product description:

### Cartuccia RephiSolo U Pack EX

Specifico per la rimozione dei contaminanti organici

Compatibile con sistemi Millipore: Milli-Q Academic, Direct-Q 3 / 5 (versione precedente), Milli-Q



Academic, Milli-Q Biocel, Milli-Q Gradient, Milli-Q Synthesis

Tecnologia: scambio ionico - carboni attivi

Cf. 1pz.

**Dubbi sul codice da ordinare qui o sul MEPA? Contattaci.**

**La validità dei prodotti compatibili qui commercializzati è facilmente comprovata dalla qualità dell'acqua in uscita (spesso analizzata in real-time e visibile in uscita nel display degli apparecchi stessi).**

**La BioScientifica è un'azienda autonoma che si avvale di propri tecnici qualificati:**

- - Per installazione e collaudo dei sistemi d'acqua ultrapura di tipo 1, di tipo 2 e di tipo 3. [Vai ai sistemi](#)
- - Per l'assistenza nonché per contratti di manutenzione su apparecchi per la purificazione di propria distribuzione e di altre marche, a prezzi economici con tutta la sicurezza dell'assistenza tecnica di laboratorio che da quasi 20 anni la BioScientifica Srl fornisce ai propri clienti, caratterizzata da cortesia, velocità e competenza. [contatti lo specialist per saperne di più.](#)

**Non è un prodotto Millipore.**

\*Tutti i marchi, nomi e codici qui citati registrati o non registrati come ad esempio: Millipore, Q-PAK, Super-Q, Super-C, Milli-Q, ROGARD, Milli-RO, ROPAK, AFSPAK, Polygard, Gradient, Synthesis, AFS, SDS, Academic, Biocel, Element, progard, Qgard, quantum, Millipak, Direct-Q, Elix, Millipore, Milli-Q, Milli-RO, A10, AFS, Progard, Q-Gard, QPak, Quantum, ROPAK, SimPak, Simplicity, Super-Q, Synergy, Milli-RX, Pyrogard, RfOs, RfOs-DI, BioPAK sono tutti marchi appartenenti, registrati o non, a Millipore / Merck S.p.a. o Merck Millipore, e sono stati qui utilizzati al solo ed unico scopo di facilitare all'utente l'identificazione del prodotto.

\*Marchi registrati di Reaphile Bioscience LTD?RephiLe, PURIST, Direct-Pure, RF-Jet, ROist, RephiDuo?RephiSolo, RephiQuatro, LeFil, OrganeFil, RephiQuik, RephiDisc.

\*Tutti i prodotti e relativi marchi appartengono ai legittimi proprietari e <sup>TM</sup> e/o © possono essere stati omessi.

## Product features:

MLR - TIPO DE: los cartuchos

MLR - DE REFERENCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN LISTO: QTUM000EX

MLR - TECNOLOGÍA: carbón activo

MLR - TECNOLOGÍA: intercambio ionico

MLR - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: eliminación de contaminantes iónicos y orgánicos

MLR - UTILIZABLE SU: Milli-Q Academic

MLR - UTILIZABLE SU: Milli-Q Biocel

MLR - UTILIZABLE SU: Milli-Q Gradient

MLR - UTILIZABLE SU: Direct-Q 3 -old version-

MLR - UTILIZABLE SU: Direct-Q 5 -old version-

MLR - UTILIZABLE SU: Synthesis