



Decontaminante DNA e RNA - PCR Clean

cf 1 litro spray di decontaminante per PCR a uso diretto. Elimina DNA ed RNA

**Product codes:**

Reference: SP-1 152025

Product gallery:**Product description:**

Il DNA contaminante è particolarmente problematico in tecniche di PCR altamente sensibili in quanto la sua rimozione si è dimostrata non trascurabile. Originando da frammenti aerosol il DNA contaminante può portare a una cross-contaminazione tra i campioni causando così dati imprecisi della PCR. Anche una singola molecola di DNA può essere rilevante nel processo di amplificazione portando a problemi diffusi durante tutta la procedura di test. PCR Clean è una soluzione pronta all'uso per eliminare il DNA da qualsiasi superficie. Il DNA viene rimosso in pochi secondi dopo l'uso. La soluzione contiene un tensioattivo e un agente non alcalino e non cancerogeno. PCR Clean è destinato all'uso su workstation PCR dispositivi di laboratorio pipettatori ecc. E' efficace contro ampliconi - plasmidi o DNA ed RNA genomico dalla maggior parte delle superfici, ad eccezione dei metalli leggeri o non ferrosi. Pratico e pronto all'uso L'uso di PCR Clean sia prima che dopo l'analisi PCR è veloce facile e ideale per mantenere un'area di lavoro pulita e quindi risparmiare tempo e spese. Stabile a temperatura ambiente per almeno 12 mesi Uso raccomandato / Campo di applicazione Applicabile solo nella ricerca e nell'industria. Non raccomandato per applicazioni cliniche. Uso diretto. PCR Clean può essere applicato su vetro - ceramica - plastica - gomma - acciaio e metallo prezioso. PCR Clean non può essere utilizzato per la pulizia di metalli leggeri o non ferrosi. Per evitare danni o scolorimento si consiglia di individuare le superfici sensibili al test prima dell'uso



Product features:

LA DCT - TIPO DE: decontaminante

LA DCT - TIPO DE: pronto all'uso

DCT - FORMA: líquido

DCT - CARACTERÍSTICAS: decontaminante pronto all'uso per eliminazione DNA ed RNA da superfici e strumenti

DCT - EFECTO: eliminazione

DCT - QUE PUEDE SER UTILIZADO EN: tutte le superfici

DCT - ACTIVA CONTRA: ampliconi

DCT - ACTIVA CONTRA: plasmidi

DCT - ACTIVA CONTRA: DNA

DCT - ACTIVA CONTRA: RNA

DCT - ELEGIBLES EN: biologia molecolare

DCT - CUMPLIMIENTO: solo per uso di ricerca

DCT - EMBALAJE: flacone spray