




# Piastra sub-skirted 96x0.2ml (RP) Spec. ABI/Life T. - frosted

Cf 25pz - Piastra sub-skirted 96x0.2ml (RP) Spec. ABI/Life T. - frosted. Cf 25pz

## Product codes:

Reference: 12 893 0681



## Product gallery:



## Product description:

Piastra da 0.2ml semi skirted. Utilizzabile su sistemi PCR e PCR Real Time a profilo regolare. Questa piastra è inoltre perfettamente compatibile con sistemi ABI e Life Technologies

- Colore bianco
  - Regular Profile
  - Sub skirted
  - Miscela in PP specifico per applicazioni in PCR
  - DNA, RNA, DNase, RNase e Pyrogen FREE
- Extra Low Binding
- Autoclavabili

## Product features:

- PSC - TIPO DE: placas de PCR
- PSC - VOLUMEN: 0.2ml
- PSC - FORMULARIO: sub-skirted
- PSC - APERTURA: normal
- PSC - POZOS: 96
- PSC - PARTE INFERIOR: a V
- PSC - CIERRE: mat
- PSC - CIERRE: a través de las tapas de



PSC - CIERRE: a través del cine  
PSC - APLICACIONES: PCR Real-Time  
PSC - APLICACIONES: PCR  
PSC - APLICACIONES: biología molecular  
PSC - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: usted  
PSC - COLOR: frosted  
PSC - PUREZA: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE  
PSC - ESTERILIDAD: no  
PSC - MATERIAL: PP  
PSC - CUMPLIMIENTO: no sujeto a CE  
PSC - TEMPERATURA MAX: 100°C  
PSC - TEMPERATURA MÍNIMA: 30°C  
PSC - PAQUETE: a granel  
PSC - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: piastra PCR 96 pozzetti da 0.2 specifiche ABI e Stratagene per PCR e PCR Real Time semi-skirted - FROSTED  
PSC - ACCESORIOS OPCIONALES: esteras de selladores  
PSC - ACCESORIOS OPCIONALES: la película de los selladores  
PSC - ACCESORIOS OPCIONALES: la tira de tapas  
PSC - APROPIADO PARA: PCR  
PSC - APROPIADO PARA: PCR Real-Time  
PSC - APROPIADO PARA: almacenamiento  
PSC - APROPIADO PARA: preparación de la muestra  
PSC - PERFIL: ajustar  
PSC - COMPATIBLE CON: Stratagene Mx3005P™ 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems QuantStudio™ 6 Flex 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems QuantStudio™ 7 Flex 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems SimpliAmp™ 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems Solid3 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems Veriti™ 96-Well Thermal Cycler 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems ViiA™ 7 Real-Time PCR System 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Stratagene Mx3000P™ 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems 7300 Real-Time PCR System 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 2700 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System 96 x 0.2ml Standard  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems ABI PRISM 7000 SDS 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems ABI PRISM 7700 SDS 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 5700 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems 310 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems 3100 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems 3130 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems 3700 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems 3730 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System 96 x 0.2ml Standard  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 2720 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700 Dual 96-Well 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700 Aluminum 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700 Gold 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems ProFlex™ PCR System 96 x 0.2ml  
PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems QuantStudio™ 12k Flex 96 x 0.2ml



- 
- PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System 96 x 0.2ml
  - PSC - COMPATIBLE CON: Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9600 96 x 0.2ml
  - PSC - CAPACIDAD: 0.2ml
  - PSC - PAREDES: delgada de 0.35 mm
  - PSC - TRATAMIENTO DE LA SEÑAL: las paredes de cristal esmerilado
  - PSC - INTENSIDAD DE SEÑAL: 125
  - PSC - INTERFERENCIA DE LA SEÑAL: 70
  - PSC - RESISTENTE: la congelación a -20°C
  - PSC - EVAPORACIÓN DE LA MUESTRA: el menor de 3%
  - PSC - UNIÓN: Menor del ADN 0.3%
  - PSC - UNIÓN: las proteínas de menos de 0,8%
  - PSC - GRIGLIA ALFANUMERICA: si