



# Termoblocco MyBlock Mini da 20° a 100°C a blocchi intercambiabili da 0.2 a 50ml

Termoblocco MyBlock Mini da +20° (+5°C amb) a 100°C a blocchi intercambiabili da 0.2 a 50ml. Con coperchio trasparente. Senza blocchi da acquistare separatamente



## Product codes:

Reference: 94 912 0120

## Product gallery:



## Product description:

Con la sua struttura compatta, l'ampia gamma di temperature e le opzioni di più blocchi intercambiabili, myBlock Mini è lo strumento perfetto per le incubazioni di laboratorio. I semplici controlli tramite touchpad e un display digitale consentono la selezione della temperatura "set and walk away" con un'accuratezza eccellente.

Perfetto per l'uso da banco, l'adattatore opzionale da 12 V espande l'utilità di myBlock Mini all'utilizzo. Con meno di 11cm di larghezza, myBlock Mini è davvero il primo incubatore a blocchi intercambiabili personale.

## Product features:

TBH - TIPO DE: calentador de

TBH - No hay BLOQUES: 1

TBH - CON REFRIGERACIÓN: no

TBH - TEMPERATURA MÁXIMA: +100°C

TBH - MÍNIMO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA: 20°C

TBH - LA TEMPERATURA MÍNIMA LLEGÓ A: +5°C por encima de la ambiental

TBH - POTENCIA DE CALEFACCIÓN: 50W

TBH - CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE: 0,1°C

TBH - PRECISIÓN: 0,5°C



---

TBH - UNIFORMIDAD: 0,2°C  
TBH - PANTALLA: LED  
TBH - TEMPORIZADOR: -  
TBH - PROGRAMAS: no siempre  
TBH - AUTONOMÍA: -  
TBH - CUMPLIMIENTO: CE  
TBH - GRATIS: no  
TBH - BLOQUE INDEPENDIENTE: no  
TBH - ACCESORIOS OPCIONALES: adattatore 12V  
TBH - ACCESORIOS OPCIONALES: blocchi varie misure  
TBH - PODER: 240 V 50/60 Hz  
TBH - GARANTÍA: 12 meses por defectos de fabricación  
TBH - TAMAÑO: 102x150x115 mm  
TBH - PESO: 1 kg  
TBH - CARACTERÍSTICAS: termoblocco compatto con temperature a blocchi intercambiabili estremamente versatile  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: la cubeta  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: vials 12x32  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø30mm  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette 50ml  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette 15ml  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: microtubi 5.0ml  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø13mm  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø12mm  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: strip 8x0.2ml  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: microtubos de 2.0 ml  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: microtubos de 1,5 ml  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: microtubos de 0,5 ml  
TBH - PARA SER UTILIZADO CON: microtubos de 0,2 ml  
TBH - IDEAL PARA: incubazione  
TBH - UTILIZABILE CON: provette Ø16mm