



Strips 8 tappi ottici a semi-cupola

Cf 120 strips da 8 tappi - Strips di 8 tappi ottici a semi-cupola



Codes produits :

Référence 12 864 8831

Galerie de produits :



Description du produit :

Strips di 8 tappi ottici a semi-cupola

Pareti sottili ed uniformi, ottimi per chiudere le piastre e le strips per le quali sono indicate come accessorio.

Cf. 120 strips da 8 tappi

caractéristiques du produit :

- FLM - TYPE: la bande de casquettes
- FLM - COMPATIBILITÉ: strip PCR
- FLM - COMPATIBILITÉ: plaques PCR
- FLM - COMPATIBILITÉ: plaques de PCR en Temps Réel
- FLM - COMPATIBILITÉ: strip PCR Real-Time
- FLM - MATÉRIEL: PP
- FLM - PUIITS: 8
- FLM - PURETÉ: DNA / RNA / DNase / Rnase / Pyrogen FREE
- FLM - STÉRILITÉ: pas de
- FLM - FORME: la demi-coupole
- FLM - FORME: striscia flessibile di tappi
- FLM - TEMPÉRATURE MAX: 100°C



FLM - TEMPÉRATURE MINIMALE: -30°C
FLM - OPTIQUE DE LA ZONE DE: 7.1mm
FLM - DOMAINE ACCESSIBLE EN ÉCRITURE: vous
FLM - AUTOCLAVABLE: vous
FLM - CODAGE COULEUR: pas de
FLM - ÉTIQUETTE: pas de
FLM - CONFORMITÉ: pas soumis à CE
FLM - CARACTÉRISTIQUES: strip da 8 tappi a semi-cupola
FLM - ADAPTÉ POUR: la biologie moléculaire
FLM - ADAPTÉ POUR: PCR
FLM - ADAPTÉ POUR: PCR Real Time
FLM - ADAPTÉ POUR: PCR Real Time FAST
FLM - ADAPTÉ POUR: de stockage
FLM - ADAPTÉ POUR: le stockage à -20°C
FLM - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2720-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-Dual 96-Well 96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Aluminum-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Gold-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-32 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-SimpliAmp™-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-iCycler-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-MyCycler-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast
FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler gradient-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler gradient-96-77 96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus eco-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient eco-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1e-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1-96 x 0.2ml
FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1e-96 x 0.2ml



- FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Stratagene-Robocycler Gradient 96-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TOptical-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000-Dual 48/48 Fast
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-Dual 48/48 Fast
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-GeneCycler-24 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-iCycler-48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-MJ Mini-48-12 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-S1000-Dual 48/48 Fast
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler Personal-25-16 25 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Roche-COBAS Taqman 48 Analyzer-24 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-T3 Thermocycler Combi-48-18 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler-48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-T3000 Thermocycler Combi-48-18 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TPersonal-48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TPersonal Combi-48-18 48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional TRIO-48 x 0.2ml
- FLM - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional TRIO combi-48-30 48 x 0.2ml