



# copy of Termoblocco MyBlock Mini con raffreddamento da -0°C a 100°C a blocchi intercambiabili da 0.2 a 50ml

Termoblocco MyBlock Mini con raffreddamento da -25°C a 100°C a blocchi intercambiabili da 0.2 a 50ml. Con coperchio trasparente. Senza blocchi da acquistare separatamente



## Codes produits :

Référence 81 912 0112

## Galerie de produits :



## Description du produit :

Con la sua struttura compatta, l'ampia gamma di temperature e le opzioni di più blocchi intercambiabili, myBlock Mini è lo strumento perfetto per le incubazioni di laboratorio. I semplici controlli tramite touchpad e un display digitale consentono la selezione della temperatura "set and walk away" con un'accuratezza eccellente.

Perfetto per l'uso da banco, l'adattatore opzionale da 12 V espande l'utilità di myBlock Mini all'utilizzo. Con i suoi 11cm di larghezza, myBlock Mini è davvero il primo incubatore a blocchi intercambiabili personale.

## caractéristiques du produit :



TBH - TYPE: chauffe  
TBH - Pas de BLOCS: 1  
TBH - AVEC REFROIDISSEMENT: vous  
TBH - TEMPÉRATURE MAXIMUM DE: +100°C  
TBH - MINIMUM DE TEMPÉRATURE: -10°C  
TBH - LA TEMPÉRATURE MINIMALE ATTEINTE: 30° au-dessous de la température ambiante (10°C)  
TBH - PUISSANCE DE CHAUFFAGE: 150W  
TBH - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION: 0,1°C  
TBH - PRÉCISION: 0.3°C  
TBH - UNIFORMITÉ: 0.3°C  
TBH - AFFICHAGE: LED  
TBH - TIMER: da 1m a 99h59m  
TBH - PROGRAMMES: non fourni  
TBH - AUTONOMIE: -  
TBH - CONFORMITÉ: CE  
TBH - GRATUIT: pas de  
TBH - BLOC INDÉPENDANT: pas de  
TBH - ACCESSOIRES EN OPTION: blocchi varie misure  
TBH - ACCESSOIRES EN OPTION: des blocs de différentes tailles  
TBH - PUISSANCE: 240V - 50-60Hz  
TBH - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication  
TBH - TAILLE: 260x195x150 mm  
TBH - POIDS: 4.5 kg  
TBH - CARACTÉRISTIQUES: Termoblocco a singolo blocco intercambiabile con funzione raffreddamento  
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 2.0 ml  
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: piasstre ELISA  
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: piasstre PCR  
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø30mm  
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette 50ml  
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette 15ml  
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubi 5.0ml  
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 1,5 ml  
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 0,5 ml  
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 0,2 ml  
TBH - IDÉAL POUR LES: incubazione  
TBH - UTILIZABILE CON: provette Ø16mm