



copy of Agitatore basculante MR-12 con inclinazione regolabile

Agitatore basculante inclinazione regolabile



Codes produits :

Référence BS-010172-A01

Galerie de produits :

Description du produit :

L'agitatore da laboratorio **MR-12** fornisce sia agitazione delicata che intensiva di soluzioni o media nei recipienti o in buste di plastica poste sulla piattaforma. La piattaforma e la velocità aggiustabili permettono di settare i parametri ottimali per l'agitazione ottimale ed il trasferimento nelle soluzioni.

L'agitatore è ideale per decolorazione dei gel dopo elettroforesi ed omogeneizzazione dei media. Ottimo per ibridazione delle biomolecole su strips e per procedure di colorazione e decolorazione. Quando installato all'interno di un bioincubatore è ideale per crescita di cellule e colture cellulari. (fino a 5 litri).

L'**MR-12** può essere utilizzato in camera fredda o in incubatore, operante a temperature da +5°C



a +40°C. L'alimentatore esterno a basso voltaggio (12 V) permette sicurezza elettrica in ambienti umidi.

Agitatore idoneo per camera fredda o incubatore.

Caratteristiche generali

Dimensioni totali: 430×480×210 mm

Peso: 11,9 kg.

Alimentatore esterno: 12 V, 4.16 mA

caractéristiques du produit :

STG - TYPE: agitateur orbital

STG - FLUX: 3kg

STG - MOUVEMENT: orbital

STG - TR / MIN MAXIMUM: 250

STG - TR / MIN MINIMUM: 50

STG - AUGMENTE TR / MIN: 1

TSG - AUTONOMIE: 168h

STG - MODE D'OPÉRATIONS DE: cycles programmables

STG - AFFICHAGE: absent

STG - CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'AMB.: -

STG - CARACTÉRISTIQUES: agitatore orbitale per CO2

STG - APPLICATIONS: colorazione gel

STG - APPLICATIONS: estrazione

STG - APPLICATIONS: agglutinazione

STG - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication

STG - CONFORMITÉ: CE

TSG - TAILLE: 255x255x100mm

STG - POIDS: 3.4kg

STG - PUISSANCE: 240V - 50-60Hz

STG - ACCESSOIRES INCLUS: -

STG - ACCESSOIRES EN OPTION: les plates-formes

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les navires de faible

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: recipienti diverse forme

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: buste / sacche