



RS-24, Agitatore Verticale/Rotatore Con Timer

Mini agitatore a rotazione verticale con timer



Codes produits :

Référence BS-010133-AAG

Galerie de produits :



Description du produit :

Il mini-rotatore **Bio RS-24** permette la rotazione verticale della piattaforma. Il rotatore è uno strumento ideale per evitare la coagulazione del sangue nelle provette e per eseguire le procedure di estrazione di componenti biologici.

Lo strumento è di agevole funzionamento ed è progettato per essere una soluzione a basso costo.

Il rotatore può essere usato in camere fredde o incubatori, operando a temperatura ambiente compresa tra + 4°C e + 40°C.

Le piattaforme serie **PRS** sono dotate di morsetti universali in gomma per il fissaggio di provette di varia dimensione;

Le piattaforme serie **PRSC** possiedono morsetti in metallo in grado di sostenere soluzioni più pesanti (es. terra, sabbia)



Caratteristiche generali

Dimensioni totali: 310x110x175

Peso: 1 kg

Alimentatore est: 12 V, 500 mA

caractéristiques du produit :

STG - TYPE: agitateur vertical de rotation

STG - CAPACITÉ: 18 x 15ml

STG - CAPACITÉ: 4 x 50ml + 12 x 15ml

STG - CAPACITÉ: 22 x 15ml

STG - FLUX: nd

STG - PLATE-FORME DIMENSIONS CM.: choix

STG - MOUVEMENT: Une rotation à 360°

STG - TR / MIN MAXIMUM: 30

STG - TR / MIN MINIMUM: 5

TSG - AUTONOMIE: 8h

STG - MODE D'OPÉRATIONS DE: chronométré / manuel

STG - INTERFACE: affichage

STG - AFFICHAGE: LED

STG - CARACTÉRISTIQUES: l'instrument est d'une utilisation facile et est conçu pour être une solution à faible coût

STG - APPLICATIONS: idéal pour empêcher la coagulation du sang dans les tubes à essai et les procédures d'extraction de comp. bio

STG - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication

STG - CONFORMITÉ: CE

TSG - TAILLE: 325x190x155 mm

STG - POIDS: 1.4 kg

STG - PUISSANCE: Alimentation externe Entrée CA 100-240 V 50/60 Hz, sortie CC 12 V

STG - ACCESSOIRES INCLUS: la plate-forme standard

STG - ACCESSOIRES EN OPTION: les plates-formes

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 1,5 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 2.0 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les tubes de 15ml de type Falcon

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette fino a Ø16mm