



Piastra no skirted, prof. regolare, tagliabile. Tipo universale


Cf. 25 pezzi - Piastre no-skirted, profilo regolare, tagliabili, tipo universale

Codes produits :

Référence 12 893 4121



Galerie de produits :



Description du produit :

Piastre da 0,2ml, profilo regolare, eccellenti per PCR Real-Time. Colore neutro

Compatibilità con la maggior parte degli apparecchi per PCR e qPCR a profilo regolare. Tagliabili.

Cf. 25pz.

Visiti la scheda tecnica per consultare le caratteristiche eccellenti di questo prodotto!

Leggenda:

Grado qPCR 1: sviluppato per segnale ottimo in PCR Real-Time

Grado qPCR 2: sviluppato per avere il segnale al top, esente da interferenze, in PCR Real-Time



caractéristiques du produit :

CFP - TYPE: plaques PCR
CFP - VOLUME: 0.2ml
CFP - FORME: no-skirted
CFP - OUVERTURE: normal
CFP - PUIITS: 96
CFP - BAS: a V
CFP - FERMETURE: à travers un film
CFP - FERMETURE: via casquettes
CFP - FERMETURE: mat
CFP - GRILLE: alphanumérique
CFP - APPLICATIONS: PCR
CFP - APPLICATIONS: PCR Real-Time
CFP - APPLICATIONS: la biologie moléculaire
CFP - AUTOCLAVABLE: vous
CFP - COULEUR: neutre
CFP - PURETÉ: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
CFP - STÉRILITÉ: pas de
CFP - MATÉRIEL: PP
CFP - CONFORMITÉ: pas soumis à CE
CFP - EMPILABLE: vous
CFP - TEMPÉRATURE MAX: 100°C
CFP - TEMPÉRATURE MINIMALE: 30°C
CFP - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: plaque PCR 96 puits PCR et PCR en Temps Réel pas de jupe cuttable
CFP - ACCESSOIRES EN OPTION: la bande de casquettes
CFP - ACCESSOIRES EN OPTION: film produits d'étanchéité
CFP - ACCESSOIRES EN OPTION: tapis de produits d'étanchéité
CFP - ADAPTÉ POUR: PCR
CFP - ADAPTÉ POUR: PCR Real-Time
CFP - ADAPTÉ POUR: de stockage
CFP - ADAPTÉ POUR: la préparation de l'échantillon
CFP - PROFIL: ajuster
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-iCycler-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-MyCycler-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml



CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TOptical-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler gradient-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler gradient-96-77 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus eco-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus gradient eco-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1e-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler nexus SX1e-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Stratagene-Robocycler Gradient 96-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-310-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-3100-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-3130-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-3700-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-3730-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2700-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 2720-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 5700-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700-Dual 96-Well 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Aluminum-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9700 Gold-96 x 0.2ml



CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-ProFlex™ PCR System-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-SimpliAmp™-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml
CFP - CAPACITÉ: 0.2ml
CFP - PAQUET: bulk
CFP - MURS: mince 0,35 mm
CFP - TRAITEMENT DU SIGNAL: aucun
CFP - INDICATEUR D'INTENSITÉ DU SIGNAL: 100
CFP - SIGNAL DE BROUILLAGE: 100
CFP - RÉSISTANT: la congélation à -20°C
CFP - L'ÉVAPORATION DE L'ÉCHANTILLON: le moindre de 3%
CFP DE LIAISON: ADN mineur 0.3%
CFP DE LIAISON: les protéines de moins de 0,8%