




Micropiastre PCR 96x0,1 neutre Non-skirted


Micropiastre PCR 96x0,1 neutre Non-skirted



Codes produits :

Référence 12 893 9061

Galerie de produits :



Description du produit :

Micropiastre in polipropilene Frosted PCR 96x0,1 no skirted, superficie qPCR Low binding.

Disegnata per apparecchi BioRad tipo fast.
Tagliabile in piastre da 16/24/32 e 48 pozzetti.

Pareti uniformi e sottili.
Evaporazione minore del 3%

DNA, DNase, RNA, RNase e Pyrogen Free

Cf. 25pz



caractéristiques du produit :

CFP - TYPE: plaques PCR
CFP - VOLUME: 0.1ml
CFP - FORME: no-skirted
CFP - OUVERTURE: normal
CFP - PUIITS: 96
CFP - BAS: a V
CFP - FERMETURE: à travers un film
CFP - FERMETURE: via casquettes
CFP - FERMETURE: mat
CFP - GRILLE: alphanumérique
CFP - APPLICATIONS: PCR
CFP - APPLICATIONS: PCR Real-Time
CFP - APPLICATIONS: PCR Real-Time FAST
CFP - APPLICATIONS: la biologie moléculaire
CFP - AUTOCLAVABLE: vous
CFP - COULEUR: neutre
CFP - PURETÉ: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
CFP - STÉRILITÉ: pas de
CFP - MATÉRIEL: PP
CFP - CONFORMITÉ: pas soumis à CE
CFP - EMPILABLE: vous
CFP - TEMPÉRATURE MAX: 100°C
CFP - TEMPÉRATURE MINIMALE: 30°C
CFP - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: La PCR en Temps Réel et en Temps Réel RAPIDE et sans jupe cuttable
CFP - ACCESSOIRES EN OPTION: la bande de casquettes
CFP - ACCESSOIRES EN OPTION: film produits d'étanchéité
CFP - ACCESSOIRES EN OPTION: tapis de produits d'étanchéité
CFP - ACCESSOIRES EN OPTION: la grille de l'assemblée blanc
CFP - ADAPTÉ POUR: PCR
CFP - ADAPTÉ POUR: PCR Real-Time
CFP - ADAPTÉ POUR: PCR Real-Time FAST
CFP - ADAPTÉ POUR: de stockage
CFP - ADAPTÉ POUR: la préparation de l'échantillon
CFP - PROFIL: bas de type RAPIDE/0.1
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Well Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Deep Well
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-C1000 Touch-96-Well Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-CFX96 Real-Time PCR Detection System-96-Deep Well
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Dyad Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-Opticon 2-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-PTC-100-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Deep Well
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-S1000-96-Well Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Bio-Rad Laboratories-T100-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler-96 x 0.2ml



CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler-96-77 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler ep gradient Silver-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler pro-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Mastercycler pro S-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Thermomixer C-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf-Thermomixer comfort-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-Opticon 2 System-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-Opticon System-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-100-96 x 0.2ml AgV
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-200 DNA Engine-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-220 DNA Engine Dyad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-221 DNA Engine Disciple-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-225 DNA Engine Tetrad-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Alpha unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: MJ Research Inc.-PTC-240 DNA Engine Tetrad 2-96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-T1 Thermocycler-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-T1 Thermocycler Combi-96-77 96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TGradient-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional Basic-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional Basic Gradient-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TProfessional Standard Gradient-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-TRobot-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-UNO II-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Whatman Biometra-UNO-thermoblock-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-7500 Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-9800 Fast Thermal Cycler-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-QuantStudio™ 12k Flex-96 x 0.1ml Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System-96 x 0.1ml Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-QuantStudio™ 6 Flex-96 x 0.1ml Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-QuantStudio™ 7 Flex-96 x 0.1ml Fast
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-StepOnePlus™ Real-Time PCR System-96 x 0.1ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler-96 x 0.1ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cycler-96 x 0.1ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml
CFP - COMPATIBLE AVEC: Applied Biosystems-ViiA™ 7 Real-Time PCR System Fast-96 x 0.1ml
CFP - CAPACITÉ: 0.2ml
CFP - PAQUET: bulk
CFP - MURS: mince 0,35 mm
CFP - TRAITEMENT DU SIGNAL: les murs de givré
CFP - INDICATEUR D'INTENSITÉ DU SIGNAL: 125
CFP - SIGNAL DE BROUILLAGE: 70
CFP - RÉSISTANT: la congélation à -20°C
CFP - L'ÉVAPORATION DE L'ÉCHANTILLON: le moindre de 3%
CFP DE LIAISON: ADN mineur 0.3%
CFP DE LIAISON: les protéines de moins de 0,8%



Nom de la boutique
