



Agitatore orbitale Orbi-Shaker XL da 30 a 300 rpm orbita 19mm. Capacità 30kg

Agitatore orbitale Orbi-Shaker XL da 30 a 300 rpm orbita 19mm. Capacità carico 30kg - Completo di piattaforma con tappetino antiscivolo 450x450mm



Codes produits :

Référence 94 907 0012

Galerie de produits :



Description du produit :

Agitatore orbitale Orbi-Shaker XL da 30 a 300 rpm orbita 19mm.

Modello da banco ad alta capacità

Orbita di 19mm per ottimale miscelazione ed areazione dei campioni

Cambio istantaneo delle clamp per beute grazie alla piattaforma Magic Clamp e relativi accessori -acquistabili separatamente -

Capacità carico 30kg

- Completo di piattaforma con tappetino antiscivolo 450x450mm

caractéristiques du produit :

STG - TYPE: agitateur orbital

STG - CAPACITÉ: contenitori vario tipo

STG - CAPACITÉ: 6 micropiastre

STG - FLUX: 30kg

STG - PLATE-FORME DIMENSIONS CM.: 45x45

STG - MOUVEMENT: orbital

STG - ORBITE: 19mm

STG - TR / MIN MAXIMUM: 300

STG - TR / MIN MINIMUM: 30

STG - AUGMENTE TR / MIN: 1

STG - MODE D'OPÉRATIONS DE: chronométré / manuel

STG - INTERFACE: affichage



STG - AFFICHAGE: LED

STG - CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'AMB.: da +4°C a 45°C

STG - CARACTÉRISTIQUES: agitatore alta capacità con tappetino magnetico MagicClamp per istantaneo montaggio accessori

TSG - TAILLE: 47x54x12.5cm

STG - POIDS: 29kg

STG - PUISSANCE: 230V - 50-60Hz

STG - ACCESSOIRES INCLUS: la plate-forme standard

STG - ACCESSOIRES EN OPTION: les plates-formes

STG - ACCESSOIRES EN OPTION: piattaforma MagicClamp

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les flacons de 500 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: bottiglie 500ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø14mm

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: beute 25ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: beute 50ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: beute 125ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: beute 3000ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: buste / sacche

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les flacons de 2 000 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les flacons de 250ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les flacons de 1000 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les navires de faible

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: plaques multipuits

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes de 50 ml, type Falcon

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les tubes de 15ml de type Falcon

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes Ø30mm

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 2.0 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 1,5 ml