

Vortex multi provetta MS400 fino a 26 provette

Vortex multi provetta MS400 max 26provette - RPM da 500 a 3000 - Orbita 3mm - rack inclusi

**Product codes:**

Reference: 81 907 0321

Product gallery:**Product description:**

Vortex multi provetta MS400 max 26provette - RPM da 500 a 3000 - Orbita 3mm - incluso rack per 26 e 12 provette

Il Vortexer multi-tubo MS400 è dotato di motore a corrente continua brushless e tecnica controllata da microprocessore. Può elaborare al massimo 26 campioni contemporaneamente. È adatto per provette di diverso volume e vortici multi-tubo, che si applicano principalmente al pretrattamento di rilevamenti quali residui di pesticidi, residui di farmaci veterinari, additivi, micotossine e ambiente.

Caratteristiche:

1. Il display LCD colorato visualizza l'ora e la velocità di agitazione.
2. Intervallo di tempo 1min~99h59min, suono di avviso automatico al termine del lavoro.
3. Programma pulsato per miscelazione a intervalli.

4. Motore DC brushless: velocità di agitazione precisa, lunga durata senza manutenzione.
5. Elaborare fino a 26 campioni alla volta per rendere l'esperimento più comodo ed efficiente.
6. Progettazione del programma umanizzata, modalità operative integrate di temporizzazione/continuazione/impulso/mixaggio breve.

Product features:

- STG - TIPO: agitatore orbitale
- STG - CAPACITA': 12xØ16-32mm
- STG - CAPACITA': 26xØ10-12mm
- STG - PORTATA: 4.5kg
- STG - DIMENSIONI PIATTAFORMA CM.: -
- STG - MOVIMENTO: orbitale
- STG - ORBITA: 3mm
- STG - RPM MASSIMO: 3000
- STG - RPM MINIMO: 500
- STG - INCREMENTI RPM: 1
- STG - MODALITA' OPERAZIONI: temporizzato
- STG - INTERFACCIA: -
- STG - DISPLAY: LCD
- STG - PECULIARITA': agitatore vortex per processamento fino a 26 provette - campioni contemporaneamente
- STG - DIMENSIONI: 380x250x210mm
- STG - PESO: 14.3Kg
- STG - ALIMENTAZIONE: 240V - 50-60Hz
- STG - ACCESSORI COMPRESI: rack
- STG - ACCESSORI OPZIONALI: -
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø23mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø22mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette a partire da Ø10mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette fino a Ø32mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø32mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø31mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø29mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø28mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø27mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø26mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø24mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø21mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø19mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø18mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø15mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø25mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø20mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø13mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø17mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø10mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø14mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø11mm
- STG - UTILIZZABILE CON: provette
- STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø30mm

STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø16mm

STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø12mm