



# Multi multi speed Vortex MSV-3500 große kapazitäten

Multi Vortex MSV-3500 BIOSAN rütteln verstellbar für mehr rohre zu große kapazitäten gleichzeitig 4x50ml / 32 microtubi / 10x10ml / 8x15ml - 4-plattformen sind im lieferumfang enthalten



## Product codes:

Reference: BS-010210-TAH

## Product gallery:



## Product description:

Die vortex-geschwindigkeit-choice - **MSV-3500** wurde entwickelt, um die mischung sanft oder intensiv der reagenzien in den röhren aus kunststoff verschiedener art und gröÙe (0,2 bis 50 ml).

Es ist konzipiert für den einsatz in laboratorien der biologischen wissenschaften tätig sind, in bereichen der biochemie und der zell-und molekularbiologie.

Das gerät verfügt über vier verschiedene austauschbare plattformen für: passend für typ Eppendorf und die röhren 10/15/50 ml (durchmesser 12/16/30 mm).

Die plattformen können separat bestellt werden oder als set, einzige mit dem vortex **MSV-3500**.



Die geschwindigkeit und die zeit sind von einem mikroprozessor gesteuert werden. Das LCD-display zeigt zwei zeilen werte: die werte und der tatsächlichen geschwindigkeit und der zeit.

Die einheit sorgt für maximale geschwindigkeit der drehung der plattform, mischen sie effizient microvolumi (weniger als 5 µl) der proben.

### Product features:

- STG - TYP: vortex
- STG - KAPAZITÄT: 4x50ml / 32 microtubi / 10x10ml / 8x15ml
- STG - REICHWEITE: 200g
- STG - BEWEGUNG: orbital
- STG - UMLAUFBAHN: 4mm
- STG - RPM MAXIMALE: 3500
- STG - RPM MIN: 300
- STG - SCHRITTEN: 100 RPM / 1min.
- STG - SCHRITTEN RPM: 100
- STG - AUTONOMIE: 8h
- STG - MODUS-OPERATIONEN: zeitgesteuert / manuell
- STG - SCHNITTSTELLE: display
- STG - DISPLAY: LCD
- STG - BESONDERHEIT: vortex für unruhe eingestellt, die in verschiedenen arten von rohren oder microtubi
- STG - ANWENDUNGEN: mischen und resuspendieren
- STG - GARANTIE: 12 monate
- STG - ÜBEREINSTIMMUNG: CE
- STG - GRÖßE: 180x170x145 mm
- STG - GEWICHT: 2,6kg
- STG - STROMVERSORGUNG: externes netzteil Input AC 100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V
- STG - KOMPATIBILITÄT: microtubi / rohre / röhrrchen typ Falcon
- STG - ZUBEHÖR: 4 plattformen für röhrrchen und microtubi
- STG - OPTIONALES ZUBEHÖR: plattformen
- STG - VERWENDBAR MIT: microtubi 0.2 ml
- STG - VERWENDBAR MIT: microtubi 0.5 ml
- STG - VERWENDBAR MIT: microtubi 1.5 ml
- STG - VERWENDBAR MIT: microtubi 2.0 ml
- STG - VERWENDBAR MIT: röhrrchen 10ml
- STG - VERWENDBAR MIT: röhrrchen Ø12mm
- STG - VERWENDBAR MIT: röhrrchen Ø16mm
- STG - VERWENDBAR MIT: Ø30mm röhrrchen
- STG - VERWENDBAR MIT: röhrrchen 15 ml typ Falcon
- STG - VERWENDBAR MIT: röhrrchen 50 ml typ Falcon
- STG - HILFREICH,: vorbereitung der proben PCR
- STG - HILFREICH,: resuspension komponenten
- STG - HILFREICH,: vorbereitung der proben-x-reinigung
- STG - HILFREICH,: felder multidisziplinäre
- STG - HILFREICH,: - mining-anwendungen
- STG - HILFREICH,: biotechnologie