



microperfusori (butterfly) nadel 23G mit sicherheitsvorrichtung Ø 0 60x19 mm farbe blau - steril - ve. Einzelzimmer

microperfusori (butterfly) nadel 23G mit sicherheitsvorrichtung Ø 0 60x19 mm farbe blau - steril -
ve. einzel - boxen (100 stück)-Cf.2000pz



Product codes:

Reference: 64 870 3101

Product gallery:

Product description:

Nadeln butterfly - microperufori. Die nadeln epicranici bestehen aus einer kanüle intravenös zwei lamellen einen schlauch mit einem anschluss-terminal, mit stopfen Luer - /Lock abschraubbar geeignet therapien intravenose zeitweise. See-und dreifach-schleifen ermöglicht uniniezione schmerzlos. Die weichen lamellen ermöglichen einen sicheren griff und erleichtert die befestigung. Farb-codes zu identifizieren, die den durchmesser der nadeln (durchmesser dellago geeignet, um die rippen). Erhältlich auch in der sicherheitsvorrichtung. Die sicherheitseinrichtung



(beschützer der kanüle) hat die funktion der vermeidung von nadelstichverletzungen. Durch ein einfaches durchrutschen der lamellen, see zieht sich zurück und wird neutralisiert auf der innenseite der schutzeinrichtung. Sterile einzelverpackung einweg ungiftig apirogeni latex free, zur vermeidung von allergien

Product features:

GH - ÜBEREINSTIMMUNG: ISO 594-2
GH - ÜBEREINSTIMMUNG: ISO 594-1
GH - ÜBEREINSTIMMUNG: ISO 683
GH - ÜBEREINSTIMMUNG: ISO 200594
GH - ÜBEREINSTIMMUNG: ISO 6009
GH - ÜBEREINSTIMMUNG: EN 10993
GH - ÜBEREINSTIMMUNG: CE
GH - ÜBEREINSTIMMUNG: ISO 7864
GH - ÜBEREINSTIMMUNG: EN 9626-2002
GH - - - TYP: epicranici
GH - - - TYP: microperfusori
GH - - - TYP: butterfly
GH - GAUGE: 23G
GH - LÄNGE: 19mm
GH - SPITZE: kanüle
GH - KAPUZE: sicherheitseinrichtung
GH - KAPUZE: schlauch mit verschraubung
GH - KAPUZE: lamellen
GH - KAPUZE: dieser
GH - MATERIAL: edelstahl
GH - FARBCODIERUNG: blau
GH - KOMPATIBILITÄT: Luer Lock
GH - KOMPATIBILITÄT: Luer
GH - REINHEIT: latex free
GH - REINHEIT: pyrogenfrei
GH - REINHEIT: atossico
GH - UNFRUCHTBARKEIT': si
GH - AUTOKLAVIERBAR: nd
GH - EINWEG: si
GH - ANWENDUNGEN: infusion