



microtubi 1.5 ml schraubverschluss mit base. Sterile

microtubi 1,5 ml schraubverschluss-DNA-Dnase - & Rnase free pyrogenfrei geliefert EG mit PP schraubverschluss ohne dichtung. sterile cf. 1.000 stk.

**Product codes:**

Reference: 64 879 6571

Product gallery:**Product description:**

Passend Produziert in Polypropylen medizintechnik (PP), beständig gegen temperaturen von -90°C bis +121°C mit einer hohen transparenz. Erfüllen auch die höheren anforderungen in vielen biotechnologischen anwendungen. Die passend sind Dnase - & Rnase free pyrogenfrei geliefert. Verfügbar sowohl mit konischem boden, mit base achen seiten sterile und nicht sterile. Die versionen 1.5 ml und 2.0 ml, graduate und mit band zu schreiben. Leitung ausgestattet, schraubverschluss aus polyethylen medizin-verfügbar auch in der version ohne dichtung mit dichtung aus synthetischem gummi thermoplast (O-ring). Autoklavier-und zentrifugabili eine R. C. F maximal 25.000 x g (16.400 R. P. M.). Gerät Latex-free.

Product features:

MTB - KAPPE: ohne o-ring



MTB - ÜBEREINSTIMMUNG: CE-IVD

MTB - TYP: schraubverschluss

MTB - KAPAZITÄT: 1.5ml

MTB - VERSCHLUSS: schraube

MTB - KAPPE FORABILE: -

MTB - KAPPE EINGEFÜGT: sie

MTB - BEREICH OPTIK: -

MTB - FORM: standard

MTB - FONDS: konisch

MTB - SELF-STANDING: sie

MTB - MATERIAL: PP

MTB - GROß: sie

MTB - OPACITA': transparent

MTB - BEREICH BESCHREIBBAR: sie

MTB - LABEL: abwesend

MTB - RCF MAX.: 25.000

MTB - RANGE-TEMPERATUR: -90°C a +121°C

MTB - RPM: 16.400

MTB - TEMPERATUR MAX: +121°C

MTB - MINIMALE TEMPERATUR: -90°C

MTB - CITOTOSSICITA': nd

MTB - REINHEIT: latex free

MTB - REINHEIT: DNase / RNase / pyrogen FREE

MTB - AUTOKLAVIERBAR: sie

MTB - UNFRUCHTBARKEIT': sie

MTB - GRÖßE: Ø10x47mm

MTB - BESONDERHEIT: microtubi self-standing-verschluss-schraube 1.5 ml mit stopfen ohne o-ring eingefügt, steril

MTB - GEEIGNET FÜR: zentrifugieren

MTB - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben

MTB - GEEIGNET FÜR: lagerung

MTB - GEEIGNET FÜR: molekularbiologie

MTB - BESTÄNDIG: einfrieren bei -20°C

MTB - BESTÄNDIG: einfrieren bei -80°C