



spritzen für insulin "raum leer" EG 1-ml-nadel 30G - 0 30x8 mm - steril

spritzen für insulin "raum leer" EG 1-ml-nadel 30G - 0 30x8 mm - steril - ve. einzel - boxen (100 stück)-Cf.800pz

**Product codes:**

Reference: 64 905 6081

Product gallery:**Product description:**

Einmalspritzen für insulin 3-teilig mit nadel feste rückstand null.

Sie stellen die prompte antwort auf die bedürfnisse des patienten diabetiker, sind systeme erforderlich, die einspritzung atraumatici garantiert uniniezione schmerzlose verabreichung gesamtmenge des arzneimittels für eine genaue dosierung der dosierung.

Die einteilung in Einheiten von insulin ist dauerhaft und gut erkennbar und erlaubt eine höhere lesbarkeit (dauerhaft gemäß der norm ISO 8537).

Sterile einzelverpackung einweg ungiftigen pyrogenfrei geliefert.

Haben die kolben Latex aus synthetischem gummi ohne proteine des naturlatex, um zu vermeiden, irgendwelche allergien haben.

Spritze ungiftig und pyrogen-freie, an einem dafür geeigneten kunststoff für den medizinischen gebrauch, bestehend aus:

- zylinder aus polypropylen medizin-transparent mit skala, farbe schwarz, mit verriegelung, die verhindert, dass das austreten des kolben
- skala U. I. und mit angabe der füllmenge in ml
- kolbenstange des zylinders aus polyethylen
- kolben dichtung latex free geschmiert mit silikonöl, um eine leichtgängigkeit überprüft und



perfekten halt

- atraumatischen nadel montiert oder bestehend aus rostfreiem stahl mit dreifach-schleifen
- schutzkappe dellago PP in den spritzen mit nadel montiert, doppelte kapuze, eine orange und nellago weiß man in den kolben auf die garantie der sterilität auch nach dem öffnen der blister.

Product features:

SRH - ANGRIFF: -

SRH - EIGENSCHAFTEN NADEL: dreibettzimmer schärfen

SRH - EIGENSCHAFTEN NADEL: atraumatischen

SRH - EIGENSCHAFTEN NADEL: 0.30x8mm

SRH - TYP: 3 stück nadel fest

SRH - TYP: insulin

SRH - KAPAZITÄT MAX.: 1ml

SRH - KEGEL -, NADEL -: zentrale

SRH - NADEL: 30G

SRH - ANWENDUNGEN: infusion

SRH - ZYLINDER: verlaufsfiler

SRH - FARBCODIERUNG: -

SRH - SCHMIERMITTEL: verwendung von silikon unnötig macht krankenhausgebrauch

SRH - REINHEIT: pyrogenfrei geliefert

SRH - REINHEIT: latex free

SRH - REINHEIT: ungiftig

SRH - UNFRUCHTBARKEIT': sie

SRH - SICHERHEIT: mit doppelter kapuze

SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: ISO 7864

SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: UNI EN ISO 683

SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: UNI EN 9626-2002

SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: Richtlinie 93/42/EWG

SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: UNI EN 10993

SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: ISO 7886-1

SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: ISO 8537-2008

SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: medizinprodukt Klasse II

SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: CE