



spritzen für insulin "raum leer" EG 0 5-ml-nadel 30G - 0 30x8 mm - steril

spritzen für insulin "raum leer" EG 0 5-ml-nadel 30G - 0 30x8 mm - steril - ve. einzel - boxen (100 stück)-Cf.800pz



Product codes:

Reference: 64 905 6101

Product gallery:

Product description:

Einmalspritzen für insulin 3-teilig mit nadel feste rückstand null.

Sie stellen die prompte antwort auf die bedürfnisse des patienten diabetiker, sind systeme erforderlich, die einspritzung atraumatici garantiert uniniezione schmerzlose verabreichung gesamtmenge des arzneimittels für eine genaue dosierung der dosierung.

Die einteilung in Einheiten von insulin ist dauerhaft und gut erkennbar und erlaubt eine höhere lesbarkeit (dauerhaft gemäß der norm ISO 8537).

Sterile einzelverpackung einweg ungiftigen pyrogenfrei geliefert.

Haben die kolben Latex aus synthetischem gummi ohne proteine des naturlatex, um zu vermeiden, irgendwelche allergien haben.

Spritze ungiftig und pyrogen-freie, an einem dafür geeigneten kunststoff für den medizinischen



gebrauch, bestehend aus:

- zylinder aus polypropylen medizin-transparent mit skala, farbe schwarz, mit verriegelung, die verhindert, dass das austreten des kolben
- skala U. I. und mit angabe der füllmenge in ml
- kolbenstange des zylinders aus polyethylen
- kolben dichtung latex free geschmiert mit silikonöl, um eine leichtgängigkeit überprüft und perfekten halt
- atraumatischen nadel montiert oder bestehend aus rostfreiem stahl mit dreifach-schleifen
- schutzhülse dellago PP in den spritzen mit nadel montiert, doppelte kapuze, eine orange und nellago weiß man in den kolben auf die garantie der sterilität auch nach dem öffnen der blister.

Product features:

- SRH - ANGRIFF: -
- SRH - EIGENSCHAFTEN NADEL: dreibettzimmer schärfen
- SRH - EIGENSCHAFTEN NADEL: atraumatischen
- SRH - EIGENSCHAFTEN NADEL: 0.30x8mm
- SRH - TYP: 3 stück nadel fest
- SRH - TYP: insulin
- SRH - KAPAZITÄT MAX.: 0.5ml
- SRH - KEGEL -, NADEL -: zentrale
- SRH - NADEL: 30G
- SRH - ANWENDUNGEN: infusion
- SRH - ZYLINDER: verlaufsfilter
- SRH - FARBCODIERUNG: -
- SRH - SCHMIERMittel: verwendung von silikon unnötig macht krankenhausgebrauch
- SRH - REINHEIT: pyrogenfrei geliefert
- SRH - REINHEIT: latex free
- SRH - REINHEIT: ungiftig
- SRH - UNFRUCHTBARKEIT: sie
- SRH - SICHERHEIT: mit doppelter kapuze
- SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: ISO 7864
- SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: UNI EN ISO 683
- SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: UNI EN 9626-2002
- SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: Richtlinie 93/42/EWG
- SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: UNI EN 10993
- SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: ISO 7886-1
- SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: ISO 8537-2008
- SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: medizinprodukt Klasse II
- SRH - ÜBEREINSTIMMUNG: CE