



# mörser aus glas 10 ml

homogenisatoren mörser im glas zu homogenisieren 10 ml-Cf.1pcs



## Product codes:

Reference: 64 941 8831

## Product gallery:

## Product description:

Homogenisatoren

Mörser aus borosilikatglas verwendet, die mit speziellen kolben aus PTFE.

Der zwischenraum zwischen mörser und kolben variiert von 0.15 bis 0.25 mm.

Besteht, so verhindern sie ein überhitzen können, verschlechtern das gewebe zu homogenisieren.

Entwickelt, um zu vermeiden, die zur beschädigung von zellkernen.

Kolben nicht enthalten

## Product features:

CNT - TYP: mörtel

CNT - KAPAZITÄT MAX.: 10ml

CNT - MATERIAL: borosilikatglas

CNT - FORM: zylindrische

CNT - ABDECKUNG: ohne

CNT - KOMPATIBILITÄT: kolben homogenisator



CNT - GRÖßE: Ø150/15mm

CNT - OPTIONALES ZUBEHÖR: kolben homogenisator

CNT - BESONDERHEIT: mörser aus glas verwenden, mit entsprechenden kolben. Entwickelt, um zu vermeiden, beschädigung von zellkernen

CNT - GEEIGNET FÜR: homogenisierung

CNT - STERIL: no

CNT - GROß: no