



mörser aus glas von 15 ml

homogenisatoren mörser im glas zu homogenisieren 15 ml-Cf.1pcs

**Product codes:**

Reference: 64 941 8841

Product gallery:**Product description:**

Homogenisatoren

Mörser aus borosilikatglas verwendet, die mit speziellen kolben aus PTFE.

Der zwischenraum zwischen mörser und kolben variiert von 0.15 bis 0.25 mm.

Besteht, so verhindern sie ein überhitzen können, verschlechtern das gewebe zu homogenisieren.

Entwickelt, um zu vermeiden, die zur beschädigung von zellkernen.

Kolben nicht enthalten

Product features:

CNT - TYP: mörtel

CNT - KAPAZITÄT MAX.: 15ml

CNT - MATERIAL: borosilikatglas

CNT - FORM: zylindrische

CNT - ABDECKUNG: ohne

CNT - KOMPATIBILITÄT: kolben homogenisator

CNT - GRÖßE: Ø155/16mm

CNT - OPTIONALES ZUBEHÖR: kolben homogenisator

CNT - BESONDERHEIT: mörser aus glas verwenden, mit entsprechenden kolben. Entwickelt, um zu vermeiden, beschädigung von zellkernen

CNT - GEEIGNET FÜR: homogenisierung

CNT - STERIL: no

CNT - GROß: no



Name des Shops
