



# Rack IsoFreeze PCR a viraggio colore porpora/rosa 7°. Posti 96 x 0.2ml

Cf.2pz. Rack IsoFreeze PCR a viraggio colore porpora/rosa 7°. Posti 96 x 0.2ml



## Product codes:

Reference: 13 896 013

## Product gallery:

## Product description:

Rack a viraggio di colore al cambiamento di temperatura per 96 microtubi da 0.2ml sia singoli che in strip o in piastre.

Completi di coperchio.

Posizionabile sul bancone da laboratorio e grazie al gel in essi contenuto preservano i campioni a temperatura e il cambio di colore che avviene a 7°C indica il rischio di riscaldamento degli stessi.

I rack sono in grado di mantenere la temperatura per circa 3 ore ed eliminano così la necessità di contenitori di ghiaccio.

A temperatura ambiente il rack è di colore rosa, posto nel freezer diviene di colore porpora.

Una volta congelato può essere utilizzato nel bancone per la preparazione dei campioni, quando vira al rosa indica il riscaldamento e quindi la necessità di essere nuovamente congelato.

Può essere congelato e scongelato molte volte

## CARATTERISTICHE



- 
- Mantiene la temperatura a 4°C per quasi 4 ore (con coperchio sul rack) quando è a temperatura ambiente
  - Il rack subisce un cambio di colore a 7°C
  - Capacita' rack: 96 microtubi
  - Compatibile microtubi 0.2ml singoli in strip o piastre
  - Colore: rosa sopra 7°C - porpora sotto i 7°C

**Product features:**

RCK - BESONDERHEIT: rack per mantenimento temperatura dei campioni e viraggio colore sopra i 7°C  
RCK - TYP: workstation  
RCK - TYP: box  
RCK - TYP: aufrechterhaltung der temperatur  
RCK - ABDECKUNG: dieser  
RCK - PLÄTZE: 96  
RCK - FORM: rechteckig  
RCK - GRÖßE: 140x99x45mm  
RCK - HÖHE: 45mm  
RCK - MATERIAL: gemischte  
RCK - STAPELBAR: nd  
RCK - SEITIG VERWENDBAR: 1  
RCK - TEMPERATURBEREICH: da -20°C a +7°C  
RCK - TEMPERATUR MAX: nd  
RCK - MINIMALE TEMPERATUR: -20°C  
RCK - RASTER ALPHANUMERISCHE: nd  
RCK - BEREICH BESCHREIBBAR: nd  
RCK - AUTOKLAVIERBAR: nein  
RCK - KOMPATIBEL MIT: microtubi PCR  
RCK - KOMPATIBEL MIT: PCR-platten  
RCK - KOMPATIBEL MIT: PCR-strip  
RCK - KOMPATIBEL MIT: microtubi 0.2 ml  
RCK - GEEIGNET FÜR: lagerung  
RCK - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben