




Rack IsoFreeze PCR a viraggio colore verde/giallo 7°. Posti 96 x 0.2ml

Cf.2pz. Rack IsoFreeze PCR a viraggio colore verde/giallo 7°. Posti 96 x 0.2ml



Product codes:

Reference: 13 896 014

Product gallery:

Product description:

Rack a viraggio di colore al cambiamento di temperatura per 96 microtubi da 0.2ml sia singoli che in strip o in piastre.

Completi di coperchio.

Posizionabile sul bancone da laboratorio e grazie al gel in essi contenuto preservano i campioni a temperatura e il cambio di colore che avviene a 7°C indica il rischio di riscaldamento degli stessi.

I rack sono in grado di mantenere la temperatura per circa 3 ore ed eliminano così la necessità di contenitori di ghiaccio.

A temperatura ambiente il rack è di colore giallo, posto nel freezer diviene di colore verde.

Una volta congelato può essere utilizzato nel bancone per la preparazione dei campioni, quando vira al giallo indica il riscaldamento e quindi la necessità di essere nuovamente congelato.

Può essere congelato e scongelato molte volte

CARATTERISTICHE



-
- Mantiene la temperatura a 4°C per quasi 4 ore (con coperchio sul rack) quando è a temperatura ambiente
 - Il rack subisce un cambio di colore a 7°C
 - Capacita' rack: 96 microtubi
 - Compatibile microtubi 0.2ml singoli in strip o piastre
 - Colore: giallo sopra 7°C - verde sotto i 7°C

Product features:

RCK - BESONDERHEIT: rack per mantenimento temperatura dei campioni e viraggio colore sopra i 7°C
RCK - TYP: workstation
RCK - TYP: box
RCK - TYP: aufrechterhaltung der temperatur
RCK - ABDECKUNG: dieser
RCK - PLÄTZE: 96
RCK - FORM: rechteckig
RCK - GRÖßE: 140x99x45mm
RCK - HÖHE: 45mm
RCK - MATERIAL: gemischte
RCK - STAPELBAR: nd
RCK - SEITIG VERWENDBAR: 1
RCK - TEMPERATURBEREICH: da -20°C a +7°C
RCK - TEMPERATUR MAX: nd
RCK - MINIMALE TEMPERATUR: -20°C
RCK - RASTER ALPHANUMERISCHE: nd
RCK - BEREICH BESCHREIBBAR: nd
RCK - AUTOKLAVIERBAR: nein
RCK - KOMPATIBEL MIT: microtubi PCR
RCK - KOMPATIBEL MIT: PCR-platten
RCK - KOMPATIBEL MIT: PCR-strip
RCK - KOMPATIBEL MIT: microtubi 0.2 ml
RCK - GEEIGNET FÜR: lagerung
RCK - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben