



# Pinze per sostituzione Safe-Cone Filter

Sartorius Forceps for Safe-Cone Filter Replacement



## Product codes:

Reference: BH 721009

## Product gallery:

## Product description:

Questi speciali filtri si montano su tutte le pipette Biohit Proline / ProlinePlus / mLine ed eLine, su tutti i modelli con range superiore ai 10ul. Le micropipette mLine dispongono anche di un espulsore apposito per questi filtri interni. Gli altri modelli arrivano forniti con delle piccole forcipi per poter togliere e quindi sostituirlo quando necessario

### Perchè utilizzarli?

Questi filtri in polietilene fungono come barriera per prevenire il pericolo di contaminazione da parte li liquidi o vapori all'interno del cono della pipetta.

Proteggono la pipetta da contaminazioni

Prolungano la vita della pipetta

Riducono la manutenzione

Economici

Sono disponibili in due versioni:



---

### **Filtro Standard**

**Per applicazioni generali, utilizzabili per le stesse applicazioni per cui sono raccomandati i filtri Plus ma con necessità di essere sostituiti più frequentemente**

### **Filtro Plus**

**Questi filtri hanno la particolarità, rispetto alla versione Standard, di essere self-sealing: appena entrano in contatto con il campione si auto-sigillano, evitando così totalmente il rischio di contaminazione. Per applicazioni delicate come lavori con radioattivo, colture cellulari, lavori con batteri e virus e biologia molecolare.**

### **Product features:**

MPT - TYP: pinzette

MPT- APPLICAZIONI: sostituzione filtri

MPT- FUNZIONALITA': -