



Piastre PCR, 96x0,2ul, half skirted, raised rim, trasparente NP PCR Ready, CE IVD

Cf. 100pz - Piastre PCR#44 96x0#442ul#44 half skirted#44 raised rim#44 trasparente NP PCR Ready#44 max. RCF 6.000g#44 autoclavabili 121C#44 CE/IVD#44 busta da 10



Product codes:

Reference: 66 851 0581

Product gallery:

Product description:

Piastre PCR semiskirted 96x02ul
Dimensioni secondo direttive ANSI / SLAS 1 e 4
bordo pozzetti rialzato



Trasparente
Autoclavabile
RCF 6.000g
Idonea per Real-Time PCR
Griglia Alfa-numerica
autoclavabili
NP PCR Ready: Free of PCR inhibitors#44 human DNA#44 RNase and Dnase#44 pyrogens
Manufactured in clean rooms of ISO class 8 or higher
CE/IVD

Product features:

PSC - TYP: PCR-platten
PSC - VOLUMEN: 0.2ml
PSC - FORM: semi-skirted
PSC - WELL: 96
PSC - GRÖßE: ANSI / SBS
PSC - GRÖßE: 127.76x85.48mm
PSC - BEHANDELT: nein
PSC - ADDITIV: niemand
PSC - VERSCHLUSS: über kappen
PSC - VERSCHLUSS: über den film
PSC - RASTER: alphanumerische
PSC - ANWENDUNGEN: PCR Real-Time
PSC - ANWENDUNGEN: PCR
PSC - ANWENDUNGEN: molekularbiologie
PSC - ANWENDUNGEN: idoneo al contatto alimentare
PSC - AUTOKLAVIERBAR: sie
PSC - FARBE: transparent
PSC - REINHEIT: endotoxins FREE
PSC - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
PSC - REINHEIT: inibitori PCR FREE
PSC - REINHEIT: esente da metalli pesanti
PSC - UNFRUCHTBARKEIT': sie
PSC - MATERIAL: PS
PSC - ÜBEREINSTIMMUNG: EC 1935/2004
PSC - ÜBEREINSTIMMUNG: EC/94/62
PSC - TEMPERATUR MAX: +121°C
PSC - MINIMALE TEMPERATUR: -80°C
PSC - PACKAGE: bulk
PSC - BESONDERHEIT: piastre PCR alta trasparenza e purezza
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: strip-korken
PSC - OPTIONALES ZUBEHÖR: film dichtstoffe
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 6 Flex-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Standard
PSC - KOMPATIBEL MIT: TaKaRa TP3000
PSC - KOMPATIBEL MIT: Thermo Hybaid PCR Sprint
PSC - KOMPATIBEL MIT: Thermo Hybaid MBS Satellite -Multiblock- System
PSC - KOMPATIBEL MIT: Thermo Hybaid-Px2



PSC - KOMPATIBEL MIT: Thermo Hybaid-PxE
PSC - KOMPATIBEL MIT: Thermo Hybaid-PCR Express
PSC - KOMPATIBEL MIT: Thermo Hybaid-Omni-E
PSC - KOMPATIBEL MIT: Thermo Hybaid-Touchdown
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7900HT Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
PSC - KOMPATIBEL MIT: Thermo Hybaid-Omnigene
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ABI PRISM 7700 SDS-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf-Mastercycler ep gradient-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx3005P™-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Mx4000™-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Stratagene-Robocycler Gradient 96-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3100-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3130-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3700-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-3730-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 5700-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7300 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-7500 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Standard
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-ABI PRISM 7000 SDS-96 x 0.2ml
PSC - KOMPATIBEL MIT: Applied Biosystems-QuantStudio™ 12k Flex-96 x 0.2ml
PSC - KAPAZITÄT: 0.2ml
PSC - BESTÄNDIG: congelamento -80°C
PSC - BESTÄNDIG: centrifugazione
PSC - BESTÄNDIG: congelamento -20°C
PSC - RCF: 4.500