



Puntali Biohit da 5ml utilizzab. su MidiPlus

Puntale 5ml



Product codes:

Reference: BH 780300

Product gallery:



Product description:

Puntali da 5 ml. Utilizzabile anche su pipettatore MidiPlus.

Puntali Optifit, perfetti per le micropipette Biohit: grazie al sistema optiload esclusivo sulle micropipette Biohit è possibile caricare il puntale con pochissimo sforzo ed in maniera efficace (senza spendere cifre eccessive per compatibilità specifiche) ed, al tempo stesso avendo sigillando perfettamente e con pochissimo sforzo per espellere il puntale.

Certificati CE IVD

Prodotti in accordo con le stringenti norme ISO 9001 e ISO 133485

Prodotte in camera bianca classificata ISO 8

Prodotte partendo da polipropilene vergine di alta qualità

Rack sterili e refill packs sono certificati DNase, RNase ed endotossine free



I puntali pre-sterilizzati sono gamma irradiati

Tutti i puntali, compresi i singoli racks sono numerati per lotto per una completa tracciabilità

Compatibile con la maggior parte delle micropipette in commercio

Compatibile con: Biohit eLine - Biohit mLine - Biohit Proline Plus - Biohit Proline

Compatibile anche con: Eppendorf Research

Product features:

ST - ABMESSUNGEN: 150mm
PNT - TYP: ohne filter
PNT - KAPAZITÄT MAX.: 5.000ul
PNT - RANGE: 100-5000ul
PNT - RANGE: 100 - 1000ul
PNT - FILTER: abwesend
ST - FORM: standard
PNT - SPITZE: standard
PNT - UNFRUCHTBARKEIT': nein
PNT - REINHEIT: -
PNT - AUTOKLAVIERBAR: si
PNT - GROß: nein
PNT - ÜBEREINSTIMMUNG: CE-IVD
PNT - ANWENDUNGEN: dispensieren von flüssigkeiten
ST - MATERIAL: PP
ST - FARBE: neutral
PNT - BESONDERHEIT: einsetzbar auf pipettor MidiPlus
PNT - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Reference
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit MidiPlus
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit ePet
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit Tacta
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit Picus
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit eLine
PNT - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Research
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit Proline PLUS
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit Proline
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit mLine
PNT - VERPACKUNG: in der tüte