



copy of Siringhe Terumo da 1ml con ago

Cf. 100pz (blister) - Siringa terumo da 1ml con ago 26g, cono centrale

Product codes:

Reference: 49 905 0111



Product gallery:



Product description:

Siringa sterile monouso in tre parti

Siringa Terumo da 1ml, modello da insulina 100U con ago

Capacità 1ml

Ago 26G - 0,45x13mm

Cono centrale

Cod. Colore Marrone

Confezione 100pezzi in blister

Siringa ipodermica per l'aspirazione di fluidi o per l'iniezione di fluidi immediatamente dopo l'aspirazione



Sterilizzazione EtO

Modello con ago senza spazio morto con scala centesimale

- - Fabbricate con polipropilene medicale trasparente;
- - Scala delle unità di insulina e dei millilitri di colore nero;
- - Graduazione grande e ben visibile
- - Ampia superficie di presa per le dita
- - Fermo a fine corsa del pistone
- - Ago in acciai di elevata qualità con taglio a tripla sfaccettatura "lancet Point" esclusivo Terumo
- - Lubrificazione interna del cilindro assolutamente uniforme
- - Guarnizione di tenuta in gomma sintetica, priva di componenti in lattice (latex-free)
- - Confezione individuale in Blister o in Ribbon Pack.
- - Cono dell'ago trasparente e con codice colore
- - Blister in codice colore corrispondente all'ago montato.
- - Facile identificazione delle bolle d'aria
- - Facile lettura del dosaggio delle sostanze da iniettare
- - Controllo e stabilità durante l'iniezione
- - Prevenzione contro il rischio di fuoriuscita del farmaco
- - Dolce e facile iniezione con il minore fastidio
- - L'azione dolce del pistone permette il miglior controllo del dosaggio del farmaco.
- - Siringa priva di componenti in lattice al fine di escludere cessioni molecolari alle sostanze da iniettare
- - La confezione è impenetrabile ai batteri e mantiene sterile ogni siringa fino al momento dell'uso.
- - Immediata identificazione del flashback
- - Immediata identificazione della misura dell'ago

Product features:

SRH - EIGENSCHAFTEN NADEL: 0.30x8mm

SRH - TYP: 3 stück

SRH - TYP: insulin

SRH - KAPAZITÄT MAX.: 1ml

SRH - KEGEL -, NADEL -: zentrale

SRH - NADEL: 30G

SRH - ANWENDUNGEN: blutentnahme / infusion

SRH - SCHMIERMittel: verwendung von silikon unnötig macht krankenhausgebrauch

SRH - UNFRUCHTBARKEIT': sie

SRH - SICHERHEIT: mit kapuze