




Rack mantenimento 0° reversibile microtubi 1.5ml e 0.2ml. Mantiene a 0°C per circa 4 ore

Rack mantenimento temperatura a 0° reversibile per microtubi 10 x 1.5ml o 96 x 0.2ml (microtubi / strip / piastre). Mantiene a 0°C per circa 4 ore. 1pz

**Product codes:**

Reference: 94 896 0207

Product gallery:**Product description:**

Rack mantenimento temperatura a 0° reversibile per microtubi 10 x 1.5ml o 96 x 0.2ml (microtubi / strip / piastre). Mantiene a 0°C per circa 4 ore. 1pz

Product features:

RCK - BESONDERHEIT: rack reversibile per mantenimento temperatura - da porre in freezer overnight per mantenimento 0° fino a 4 ore

RCK - TYP: aufrechterhaltung der temperatur

RCK - TYP: workstation

RCK - TYP: kipper

RCK - ABDECKUNG: dieser

RCK - PLÄTZE: 36

RCK - PLÄTZE: 96+10

RCK - FORM: quadratische

RCK - GRÖßE: 143x143x64

RCK - STAPELBAR: nein

RCK - SEITIG VERWENDBAR: 2

RCK - RASTER ALPHANUMERISCHE: nein



RCK - AUTOKLAVIERBAR: sie
RCK - ÜBEREINSTIMMUNG: CE
RCK - KOMPATIBEL MIT: microtubi 1.5 ml
RCK - KOMPATIBEL MIT: microtubi 2.0 ml
RCK - KOMPATIBEL MIT: microtubi PCR
RCK - KOMPATIBEL MIT: PCR-platten
RCK - KOMPATIBEL MIT: PCR-strip
RCK - KOMPATIBEL MIT: microtubi 0.2 ml
RCK - KOMPATIBEL MIT: microtubi tipo Safelock
RCK - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben
RCK - GEEIGNET FÜR: mantenimiento temperatura