



Agarosio 3.1 per app in PCR - blotting. Frammenti minori di 1000bp. Cf 100g

Agarosio 3.1 per app in PCR - blotting. Ideale per frammenti minori di 1000bp. Strength 650g/cm (1.5%) / M.T. 80°C / EEO 0.1. RNase / Dnase e protease FREE. Cf 100g



Product codes:

Reference: 94 896 0214

Product gallery:



Product description:

Agarosio 3:1 -ad alta risoluzione -

Agarosio altamente purificato e scelta perfetta quando si vogliono separazione di piccoli frammenti ad alta risoluzione.

Raffinato utilizzato un processo avanzato che esclude l'utilizzo di solventi organici, rendendo il prodotto finito puro e con impatto ambientale significativamente ridotto.

Questo agarosio è ideale per la separazione di frammenti con dimensioni minori ai 1000bp. Perfetto per applicazioni analitiche e blotting.

Il prodotto permette la creazione di un gel trasparente, con bassa EEO e basso background. RNase, DNase, Protease and Endonuclease FREE

Product features:

RGT - TYP: agarosio

RGT - ÜBEREINSTIMMUNG: 3a1

RGT - FORM: staub

RGT - FRAGMENTE: 50 - 1kbp



RGT - PUNKT FUSION: 80°C
RGT - PUNKT GELIERUNG: 36°C
RGT - ANWENDUNGEN CLONAGGIO: 50
RGT - ANWENDUNGEN MIT BAKTERIEN / KRANKHEITSERREGER: 1.000
RGT - ANWENDUNGEN MIT DNA: 650g/cm
RGT - ANWENDUNGEN MIT RESTRIKTIONSENZYMEN: 0.1
RGT - ANWENDUNGEN MIT LIPIDEN: 10%
RGT - ANWENDUNGEN MIT RNA: no detected
RGT - ANWENDUNGEN KENNZEICHNUNG: no detected
RGT - ANWENDUNGEN IN DER MOLEKULAREN BIOLOGIE: no detected
RGT - ANWENDUNGEN IN DER CHEMIE: barattolo
RGT - ANWENDUNGEN, PROTEINE / ENZYME: blotting
RGT - ANWENDUNGEN, PROTEINE / ENZYME: separazione piccoli frammenti
RGT - ANWENDUNGEN, PROTEINE / ENZYME: analitiche
RGT - ANWENDUNGEN, REVERSE TRANSKRIPTION: for research use only
RGT - BESONDERHEIT: gel di agarosio 3a1 per applicazioni analitiche che prevedono la risoluzione di frammenti molto piccoli
RGT - LAGERUNG: umgebung
RGT - TRANSPORT: umgebungstemperatur
RGT- PROTEASE: no detected