



Vortex multi provetta NT-2500

Vortex multi provetta NT-2500 - RPM da 500 a 2500 - Orbita 4mm - con timer senza rack provette a scelta

**Product codes:**

Reference: 81 907 0251

Product gallery:**Product description:**

Vortex per agitazione simultanea di più provette alla volta.

Con motore senza spazzole controllato tramite microprocessore, possiede un controllo delle operazioni estremamente facilitato tramite apposite manopole per l'impostazione di tempo e velocità.

Può arrivare a processare fino a 50 campioni per volta.

Disponibili una buona varietà di rack in spugna per accogliere diverse provette, selezionabili per incontrare l'esigenza dell'utente.

Strumento molto utilizzato per le biotecnologie, microbiologia, analisi mediche e applicabile in molte altri campi di laboratorio o industriali.

-di facile utilizzo tramite manopola one-touch

-Timer da 1m a 99h e 59m con allarme acustico a fine corsa

-La partenza delicata e l'accelerazione uniforme evita la fuoriuscita di campioni

-Motore senza spazzole: precisa velocità di agitazione, lunga durata esente da manutenzione

-Processa fino a 50 provette per volte rendendo il lavoro più efficiente

Controllo tramite microprocessore, pannello operativo estremamente semplice, doppio display LED per visualizzazione velocità e timer

Product features:

STG - TYP: orbitalschüttler

STG - KAPAZITÄT: 15x50ml

STG - KAPAZITÄT: 15x Ø30mm



STG - KAPAZITÄT: 15x Ø25mm
STG - KAPAZITÄT: 50x Ø20mm
STG - KAPAZITÄT: 50x Ø15mm
STG - KAPAZITÄT: 50x Ø12mm
STG - KAPAZITÄT: 50x Ø10mm
STG - KAPAZITÄT: 50 microtubi
STG - KAPAZITÄT: 50x15ml
STG - REICHWEITE: 4.5kg
STG - PLATTFORMGRÖSSE CM.: -
STG - BEWEGUNG: orbital
STG - UMLAUFBAHN: 4mm
STG - RPM MAXIMALE: 2500
STG - RPM MIN: 500
STG - SCHRITTEN RPM: 1
STG - MODUS-OPERATIONEN: zeitgesteuert
STG - SCHNITTSTELLE: display
STG - DISPLAY: LED
STG - BESONDERHEIT: agitatore vortex per processamento fino a 50 provette - campioni contemporaneamente
STG - GRÖÖE: 410x276x432cm
STG - GEWICHT: 20kg
STG - STROMVERSORGUNG: 240V - 50-60Hz
STG - ZUBEHÖR: -
STG - OPTIONALES ZUBEHÖR: plattformen
STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø11mm
STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø25mm
STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø20mm
STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø13mm
STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø17mm
STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø10mm
STG - VERWENDBAR MIT: microtubi 5ml
STG - VERWENDBAR MIT: provette 5ml
STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø14mm
STG - VERWENDBAR MIT: microtubi 1.5 ml
STG - VERWENDBAR MIT: röhrrchen
STG - VERWENDBAR MIT: röhrrchen 50 ml typ Falcon
STG - VERWENDBAR MIT: röhrrchen 15 ml typ Falcon
STG - VERWENDBAR MIT: Ø30mm röhrrchen
STG - VERWENDBAR MIT: röhrrchen Ø16mm
STG - VERWENDBAR MIT: röhrrchen Ø12mm
STG - VERWENDBAR MIT: röhrrchen 10ml
STG - VERWENDBAR MIT: microtubi 2.0 ml