



---

# Microtubi chiusura a vite da 1.5ml serie Micrewtube Snaptwist senza tappo- self- standing

Cf. 1000pz. Microtubi chiusura a vite da 1.5ml serie Micrewtube Snaptwist senza tappo- self-standing. Da -90 a +100°C -RNase, Dnase, Pyrogen e DNA Free

## Product codes:

Reference: 92 879 0153



## Product gallery:

## Product description:

Microtubi Simport della serie Micrewtube Snaptwist.

Forniscono tutti i vantaggi dei moderni microtubi con tappo a vite ma la chiusura rappresenta un vero risparmio di tempo.

I microtubi SnapTwist Micrewtube permettono una moltitudine di applicazioni all'interno del tuo laboratorio. Sono ideali per la conservazione in freezer, bollitura, centrifugazione e sono compatibili con molti rotori di microcentrifughe



Prodotti con PP di altissima qualità senza l'aggiunta di agenti lubrificanti, plastificanti o qualsiasi agente distaccante o sostanze biocida.

I tubi possono essere saldamente chiusi tramite gli appositi tappi e facilmente aperti tramite un semplice giro di 1/4 (twist).

La facilità con cui questi tappi possono essere manipolati elimina il pericolo di perdite associate con altri tappi a pressione.

La linguetta interna profonda nel cappo aderisce perfettamente con le pareti interne del microtubo prevenendo il contatto del contenuto con la filettatura e riducendo quindi il rischio di contaminazione del campione.

La qualità del sistema di tenuta è tale che non è necessario stringere la chiusura a pressione per ottenere la tenuta ermetica.

Questa serie di provette non è disponibile con graduazione.

I tappi non possono essere autoclavati in quanto sono prodotti in PE ad alta densità

Range di temperatura da -90 a 100°C

Centrifugabili fino a 17.000xg.

Tutti i microtubi di questa serie hanno una superficie altamente trasparente per una perfetta visione del contenuto.

Questi nuovi tubi hanno una forma che si combina perfettamente con il rack OneHand T360

Certificati RNase, DNase, Pyrogen e DNA Free

Solo provette - tappi da acquistare separatamente

### Product features:

MTB - KAPPE: nicht im lieferumfang enthalten

MTB - ÜBEREINSTIMMUNG: -

MTB - TYP: schraubverschluss

MTB - VOLUMEN: 1.5ml

MTB - KAPAZITÄT: 0.1ml

MTB - VERSCHLUSS: schraube

MTB - KAPPE FORABILE: -

MTB - KAPPE EINGEFÜGT: nein

MTB - BEREICH OPTIK: -

MTB - FORM: einstellen

MTB - FONDS: konisch

MTB - SELF-STANDING: sie

MTB - MATERIAL: PP

MTB - GROß: nein

MTB - OPACITA': transparent

MTB - BEREICH BESCHREIBBAR: nein

MTB - LABEL: -

MTB - RCF MAX.: 17.000

MTB - RANGE-TEMPERATUR: -90°C a +100°C

MTB - RPM: -

MTB - TEMPERATUR MAX: +100°C

MTB - MINIMALE TEMPERATUR: -90°C

MTB - CITOTOSSICITA': -

MTB - REINHEIT: DNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE

MTB - AUTOKLAVIERBAR: sie



MTB - UNFRUCHTBARKEIT': sie

MTB - NUTZUNG: -

MTB - GRÖÖE: -

MTB - BESONDERHEIT: microtubi self-standing-verschluss-schraube 1.5 ml ohne stopfen

MTB - VERFÜGBAR-UMSCHLAG BULK: -

MTB - VERFÜGBAR FOLIE SINGLE: -

MTB - GEEIGNET FÜR: zentrifugieren

MTB - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben

MTB - GEEIGNET FÜR: lagerung